




IN251200393V01\_UK\_FR\_ES\_DE\_IT

**700-202V70\_700-202V90**



**Air Compression Legs Massager**  
**Massageur de jambes par compression d'air**  
**Masajeador de piernas con compresión de aire**  
**Luftkompressions-Beinmassagegerät**  
**Massaggiatore per gambe a compressione d'aria**



**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

## Important Safety Instruction

When using the product, all instructions and basic precautions should always be followed, including the following:

### **DANGER**

- To reduce the risk of electric shock: Always unplug this product from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.

### **WARNING**

- To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:
  - 1) The product should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when it is not use and before putting on or taking off parts.
  - 2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
  - 3) Never operate the product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
  - 4) Do not drop or insert any object into any opening.
  - 5) Do not use outdoors.
  - 6) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is administered.
  - 7) Be sure to pull the plug out of the socket when you reach in. And don't pull it out when your hands are wet. That could cause electric shock and injury.
  - 8) Do not carry this product by its supply cord or use cord as a handle.
  - 9) Keep the cord away from heated surfaces. If the fault is found, stop using immediately and cut off the power supply. Avoid accidents or injuries. please do not repair it by yourself, please contact the seller or manufacturer in time, avoid accidents or injuries.
  - 10) Remove the power plug from the socket immediately after the power failure. Otherwise, it may cause electric shock, short circuit and fire.
  - 11) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination.
  - 12) Special attention to components most susceptible to wear an advice to replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
  - 13) Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
  - 14) The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
  - 15) The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
  - 16) As the surface of this product may get hot, people who are sensitive to heat should pay attention to using it to avoid minor burns.

17) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**If you feel abnormal during use, please stop using immediately and consult your doctor. Otherwise may it be harmful to health.**

1. People who are susceptible to electromagnetic malfunctions such as cardiac pacemakers and implant able medical electronic devices.
2. People who are supposed to lose their sense of temperature.
3. People with malignant tumors.
4. People with heart disease.
5. A person who is restless early in pregnancy or shortly after giving birth.
6. One who has an abnormal or curved spine.
7. A person with a disturbance of perception caused by a high degree of peripheral circulation in diabetes.
8. Someone with a scar on their skin.
9. People who need quiet and people who are in poor health.
10. People with osteoporosis, severe fractures, sprain, and muscle pain, etc., acute (head) pain.
11. People with 38 °C temperature (fever).
12. (acute inflammatory symptoms, tiredness, chills, changes in blood pressure, etc.) a time of intense, debilitating stress.
13. People with tendinitis.
14. Others treated at medical facilities.



The device is not to be used for commercial use or medical purposes. If you have health concerns, consult your doctor before using this product.



Only use indoors!



Do not use the device in damp rooms (e.g. when bathing or showering)



Do not wash!

Do not dry clean!

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Introduction

Thank you for purchasing the Air Compression Massager for Feet, Leg and Thigh. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number.

## Package Includes

2 x Leg Wrap ("R" for right leg/"L" for left leg)

1 x Adapter

1 x User Manual

1 x Handheld Controller

## Product Specifications


Model	EMK-703D
Name	Air Compression Legs Massager
Power input	DC 12V $\approx$ 2A
Default Time	10 mins

This product is intended for house-hold use only.

Short time operation 10 minutes, resting time 30 minutes.


**Note:** Certified manufacturer's adapter must be equipped in the use of this products.

## Product Diagram




1. Power button
2. Control panel
3. Leg wrap
4. Air hose


## Accessories



Power Adapter



Remote Controller




User Manual


## Product Operation Guide

### Before Using


1. Inset the air nozzle into the 7 corresponding holes of remote controller.




2. Insert the USB interfaces of adapter into remote controller's power hole, the other end of adapter connect with power supply.



1. Flat your feet and put it into the correct cover. "R" is the right foot, and "L" the left foot.
2. Paste the foot part tightly.
3. Paste the leg & thigh part tightly.
4. Move your feet and make sure your feet are tied in the right place.
5. Insert the air pressure connectors into the corresponding holes on controller.



Feet, Leg & Thigh



1. Power button
2. Air pressure intensity button
3. Auto button
4. Manual button
5. Heating button
6. Air channel
7. Bottom shell
8. Hanging hook

**Power button:**

Press the Power button to start the product, default mode is Auto 1 and Mid intensity. Press the Power button again to turn off the product.

**Air pressure intensity button:**

When the product is working, press the button to change the intensity as: Max level→Min level→Mid level→Max level, in turn. The indicator light will be on when its changing.

**Auto button:**

When the product is working, press the Auto button to change the modes as: Auto2 →Auto3→Auto1→Auto2, in turn. The indicator light will be on when its changing.

**Manual button:**

When the product is working, press the Manual button to start the Manual mode as: (Leg & Thigh)→(Leg & Feet)→(Thigh & Feet)→ (Leg & Feet), in turn. The indicator light will be on when its changing.

**Heating button:**

When the product is working, heating function is not working and the indicator Light(Off) lights by default.


Press the button to start the heating function as: Min level→Max level→Off heat→Min level, in turn. The indicator light will be on when its changing.

**Note:** The default working time of the product is 10 minutes; If the product has worked continuously for 10 minutes, all massage movements would stop and then it would shut off automatically.

**Q&A**

Problem	Cause	Remedy
The product could not be turned on normally.	The power button has not been pressed.	Please press the power button.
The product gets hot.	The product has been used continuously for long.	Please wait for 30 minutes before using again.
There exists air leakage.	The air hoses are not installed properly.	Please install the air hoses properly.

## Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation du produit, toutes les instructions et précautions de base doivent être respectées, y compris les suivantes :

### DANGER

- Pour réduire le risque d'électrocution : débranchez toujours ce produit de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.

### AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :
  - 1) Ne laissez jamais le produit branché sans surveillance. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de monter ou de démonter des pièces.
  - 2) Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif pourrait se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
  - 3) N'utilisez jamais le produit si les ouvertures d'aération sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées par des peluches, des cheveux ou autres.
  - 4) Ne laissez pas tomber et n'insérez aucun objet dans les ouvertures.
  - 5) Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
  - 6) Ne l'utilisez pas dans un endroit où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
  - 7) Veillez à débrancher la fiche de la prise avant de toucher l'appareil. Ne la débranchez pas si vous avez les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique et des blessures.
  - 8) Ne transportez pas ce produit par son cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
  - 9) Gardez le cordon loin des surfaces chaudes. Si vous constatez un défaut, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et coupez l'alimentation électrique. Évitez les accidents ou les blessures. Ne réparez pas l'appareil vous-même, contactez le vendeur ou le fabricant dans les plus brefs délais afin d'éviter tout accident ou blessure.
  - 10) Débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise après une coupure de courant. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit et un incendie.
  - 11) N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné.
  - 12) Une attention particulière doit être accordée aux composants les plus susceptibles de s'user. Il est conseillé de remplacer immédiatement les composants défectueux et/ou de ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il soit réparé.
  - 13) Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel.
  - 14) L'appareil doit être alimenté uniquement à une tension extra-basse de sécurité correspondant au marquage figurant sur l'appareil.
  - 15) L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

- 16) La surface de ce produit pouvant devenir chaude, les personnes sensibles à la chaleur doivent faire attention lors de son utilisation afin d'éviter toute brûlure mineure.
- 17) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**Si vous ressentez une anomalie pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et consulter votre médecin. Dans le cas contraire, cela pourrait être nocif pour la santé.**

1. Les personnes sensibles aux dysfonctionnements électromagnétiques, telles que celles portant un stimulateur cardiaque ou un dispositif médical électronique implantable.
2. Les personnes susceptibles de perdre leur sens de la température.
3. Les personnes atteintes de tumeurs malignes.
4. Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque.
5. Les personnes agitées en début de grossesse ou peu après l'accouchement.
6. Les personnes présentant une déformation ou une courbure de la colonne vertébrale.
7. Les personnes souffrant de troubles de la perception causés par une circulation périphérique élevée due au diabète.
8. Les personnes présentant une cicatrice sur la peau.
9. Les personnes qui ont besoin de calme et celles qui sont en mauvaise santé.
10. Les personnes souffrant d'ostéoporose, de fractures graves, d'entorses, de douleurs musculaires, etc., de douleurs aiguës (à la tête).
11. Les personnes ayant une température de 38 °C (fièvre).
12. (symptômes inflammatoires aigus, fatigue, frissons, changements de pression artérielle, etc.) période de stress intense et débilitant.
13. Les personnes souffrant de tendinite.
14. Les autres personnes traitées dans des établissements médicaux.



Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou médical. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.



À utiliser uniquement à l'intérieur !



N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides (par exemple, lorsque vous prenez un bain ou une douche).



Ne pas laver ! Ne pas nettoyer à sec !

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Introduction

Merci d'avoir acheté l'appareil de massage par compression d'air pour les pieds, les jambes et les cuisses. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour référence future. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance en indiquant le numéro de modèle de votre produit.

## Contenu du colis

2 x bandages pour les jambes (« R » pour la jambe droite / « L » pour la jambe gauche)

1 x adaptateur

1 x manuel d'utilisation

1 x télécommande

## Spécifications du produit


Modèle	EMK-703D
Nom	Massageur de jambes par compression d'air
Puissance d'entrée	DC 12V $\approx$ 2A
Durée par défaut	10 mins

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

Fonctionnement de courte durée 10 minutes, temps de repos 30 minutes.


**Remarque** : un adaptateur certifié par le fabricant doit être utilisé avec ce produit.

## Schéma du produit




1. Bouton d'alimentation
2. Panneau de commande
3. Manchon pour jambe
4. Tuyau d'air


## Accessoires



Adaptateur secteur



Télécommande




Manuel d'utilisation


## Guide d'utilisation du produit

### Avant utilisation


1. Insérez la buse d'air dans les 7 trous correspondants de la télécommande.




2. Insérez les interfaces USB de l'adaptateur dans le trou d'alimentation de la télécommande, l'autre extrémité de l'adaptateur se connecte à l'alimentation électrique.



1. Aplatissez vos pieds et placez-les dans la bonne housse. « R » correspond au pied droit et « L » au pied gauche.
2. Collez fermement la partie du pied.
3. Collez fermement la partie de la jambe et de la cuisse.
4. Bougez vos pieds et assurez-vous qu'ils sont bien attachés au bon endroit.
5. Insérez les connecteurs de pression d'air dans les trous correspondants de la télécommande.



Pieds, jambes et cuisses



1. Bouton d'alimentation
2. Bouton d'intensité de la pression d'air
3. Bouton Auto
4. Bouton Manuel
5. Bouton de chauffage
6. Canal d'air
7. Coque inférieure
8. Crochet de suspension

**Bouton d'alimentation :**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le produit. Le mode par défaut est Auto 1 et l'intensité moyenne.

Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le produit.

**Bouton d'intensité de la pression d'air :**

Lorsque le produit est en marche, appuyez sur le bouton pour modifier l'intensité comme suit : niveau max. → niveau min. → niveau moyen → niveau max., dans l'ordre. Le voyant s'allume lors du changement.

**Bouton Auto :**

Lorsque le produit est en marche, appuyez sur le bouton Auto pour modifier les modes comme suit : Auto2 → Auto3 → Auto1 → Auto2, dans l'ordre. Le voyant s'allume lors du changement.

**Bouton Manuel :**

Lorsque le produit est en marche, appuyez sur le bouton Manuel pour démarrer le mode Manuel comme suit : (Jambes et cuisses)→(Jambes et pieds)→(Cuisses et pieds)→ (Jambes et pieds), dans l'ordre. Le voyant lumineux s'allume lors du changement.

**Bouton de chauffage :**

Lorsque le produit est en marche, la fonction de chauffage ne fonctionne pas et le voyant lumineux (éteint) s'allume par défaut.


Appuyez sur le bouton pour démarrer la fonction de chauffage comme suit : niveau min. → niveau max. → chauffage éteint → niveau min. Le voyant lumineux s'allume lors du changement.

**Remarque :** la durée de fonctionnement par défaut du produit est de 10 minutes ; si le produit a fonctionné en continu pendant 10 minutes, tous les mouvements de massage s'arrêtent et il s'éteint automatiquement.

## Q&amp;R

Problème	Cause	Solution
Le produit ne s'allume pas normalement.	Le bouton d'alimentation n'a pas été enfoncé.	Appuyez sur le bouton d'alimentation.
Le produit chauffe.	Le produit a été utilisé en continu pendant une longue période.	Veillez patienter 30 minutes avant de réutiliser le produit.
Il y a une fuite d'air.	Les tuyaux d'air ne sont pas installés correctement.	Veillez installer correctement les tuyaux d'air.

## Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

## Instrucciones de seguridad importantes

Al utilizar el producto, se deben seguir siempre todas las instrucciones y precauciones básicas, incluidas las siguientes:

### **PELIGRO**

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: Desenchufe siempre este producto de la toma de corriente inmediatamente después de su uso y antes de limpiarlo.

### **ADVERTENCIA**

- Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:
  - 1) El producto nunca debe dejarse sin vigilancia cuando está enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de colocar o retirar piezas.
  - 2) No lo utilice debajo de una manta o almohada. Se puede producir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
  - 3) Nunca utilice el producto con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusas, pelos y similares.
  - 4) No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
  - 5) No lo utilice en exteriores.
  - 6) No lo utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
  - 7) Asegúrese de desenchufar el cable de la toma de corriente antes de introducir la mano. No lo desenchufe con las manos mojadas. Podría provocar una descarga eléctrica y lesiones.
  - 8) No transporte este producto por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
  - 9) Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Si detecta algún fallo, deje de utilizarlo inmediatamente y desconecte la fuente de alimentación. Evite accidentes o lesiones. No lo repare usted mismo, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante a tiempo para evitar accidentes o lesiones.
  - 10) Desenchufe el cable de alimentación de la toma inmediatamente después de un corte de corriente. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
  - 11) No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o se ha dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio técnico para que lo examinen.
  - 12) Preste especial atención a los componentes más susceptibles de desgaste y sustituya inmediatamente los componentes defectuosos y/o mantenga el equipo fuera de uso hasta que sea reparado.
  - 13) Utilice este aparato únicamente para el uso previsto que se describe en este manual.
  - 14) El aparato solo debe alimentarse con una tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca que figura en el aparato.
  - 15) El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.

- 16) Dado que la superficie de este producto puede calentarse, las personas sensibles al calor deben tener cuidado al utilizarlo para evitar quemaduras leves.
- 17) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

**Si nota alguna anomalía durante el uso, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a su médico. De lo contrario, podría ser perjudicial para la salud.**

1. Personas susceptibles a fallos electromagnéticos, como marcapasos cardíacos y dispositivos médicos electrónicos implantables.
2. Personas que puedan perder la sensación de temperatura.
3. Personas con tumores malignos.
4. Personas con enfermedades cardíacas.
5. Personas inquietas al principio del embarazo o poco después de dar a luz.
6. Personas con una columna vertebral anómala o curvada.
7. Personas con trastornos de la percepción causados por un alto grado de circulación periférica en la diabetes.
8. Personas con cicatrices en la piel.
9. Personas que necesitan tranquilidad y personas con mala salud.
10. Personas con osteoporosis, fracturas graves, esguinces y dolores musculares, etc., dolor agudo (de cabeza).
11. Personas con 38 °C de temperatura (fiebre).
12. (síntomas inflamatorios agudos, cansancio, escalofríos, cambios en la presión arterial, etc.) un momento de estrés intenso y debilitante.
13. Personas con tendinitis.
14. Otras personas tratadas en centros médicos.



El dispositivo no debe utilizarse con fines comerciales ni médicos. Si tiene problemas de salud, consulte a su médico antes de utilizar este producto.



¡Utilícelo solo en interiores!



No utilice el dispositivo en habitaciones húmedas (por ejemplo, mientras se baña o se ducha).



¡No lo lave! ¡No lo limpie en seco!

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**Introducción**

Gracias por adquirir el masajeador por compresión de aire para pies, piernas y muslos. Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica indicando el número de modelo del producto.

**El paquete incluye**

- 2 x envolturas para piernas («R» para la pierna derecha y «L» para la pierna izquierda)
- 1 adaptador
- 1 manual de usuario
- 1 mando a distancia

**Especificaciones del producto**


Modelo	EMK-703D
Nombre	Masajeador de piernas con compresión de aire
Potencia de entrada	DC 12V = 2A
Tiempo predeterminado	10 mins

Este producto está destinado exclusivamente al uso doméstico.

Funcionamiento de corta duración: 10 minutos; tiempo de descanso: 30 minutos.


**Nota:** Para utilizar este producto, es necesario disponer de un adaptador certificado por el fabricante.

**Diagrama del producto**




- 1. Botón de encendido
- 2. Panel de control
- 3. Funda para piernas
- 4. Manguera de aire


**Accesorios**



Adaptador de corriente



Mando a distancia




Manual de usuario


**Guía de funcionamiento del producto**

**Antes de usar**


1. Inserte la boquilla de aire en los 7 orificios correspondientes del mando a distancia.




2. Inserte las interfaces USB del adaptador en el orificio de alimentación del mando a distancia y conecte el otro extremo del adaptador a la fuente de alimentación.



1. Coloque los pies planos y métalos en la funda correcta. «R» es el pie derecho y «L» el pie izquierdo.
2. Pegue bien la parte del pie.
3. Pegue bien la parte de la pierna y el muslo.
4. Mueva los pies y asegúrese de que estén bien sujetos en el lugar correcto.
5. Inserte los conectores de presión de aire en los orificios correspondientes del controlador.



Pies, piernas y muslos



1. Botón de encendido
2. Botón de intensidad de presión de aire
3. Botón automático
4. Botón manual
5. Botón de calefacción
6. Canal de aire
7. Carcasa inferior
8. Gancho para colgar

**Botón de encendido:**

Pulse el botón de encendido para iniciar el producto. El modo predeterminado es Auto 1 y intensidad media.

Vuelva a pulsar el botón de encendido para apagar el producto.

**Botón de intensidad de presión de aire:**

Cuando el producto esté en funcionamiento, pulse el botón para cambiar la intensidad de la siguiente manera: Nivel máximo → Nivel mínimo → Nivel medio → Nivel máximo, por orden. La luz indicadora se encenderá cuando se produzca el cambio.

**Botón automático:**

Cuando el producto esté en funcionamiento, pulse el botón automático para cambiar los modos de la siguiente manera: Automático 2 → Automático 3 → Automático 1 → Automático 2, por orden. La luz indicadora se encenderá cuando se produzca el cambio.

**Botón Manual:**

Cuando el producto esté en funcionamiento, pulse el botón Manual para iniciar el modo Manual de la siguiente manera: (Piernas y muslos)→(Piernas y pies)→(Muslos y pies)→ (Piernas y pies), sucesivamente. La luz indicadora se encenderá cuando se produzca el cambio.

**Botón de calentamiento:**

Cuando el producto está en funcionamiento, la función de calentamiento no funciona y la luz indicadora (apagada) se enciende de forma predeterminada.


Pulse el botón para iniciar la función de calentamiento de la siguiente manera: Nivel mínimo→Nivel máximo→Calentamiento apagado→Nivel mínimo, sucesivamente. La luz indicadora se encenderá cuando se produzca el cambio.

**Nota:** El tiempo de funcionamiento predeterminado del producto es de 10 minutos; si el producto ha funcionado de forma continua durante 10 minutos, todos los movimientos de masaje se detendrán y luego se apagará automáticamente.

**Preguntas frecuentes**

Problema	Causa	Solución
El producto no se puede encender normalmente.	No se ha pulsado el botón de encendido.	Pulse el botón de encendido.
El producto se calienta.	El producto se ha utilizado de forma continua durante mucho tiempo.	Espere 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
Hay una fuga de aire.	Las mangueras de aire no están instaladas correctamente.	Instale correctamente las mangueras de aire.

**Eliminación correcta de este producto**



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

## Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts sollten alle Anweisungen und grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen stets befolgt werden, einschließlich der folgenden:

### GEFAHR

- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Ziehen Sie immer sofort nach der Verwendung und vor der Reinigung den Netzstecker dieses Produkts aus der Steckdose.

### WARNUNG

- Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:
  - 1) Das Produkt darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
  - 2) Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Es kann zu übermäßiger Erwärmung kommen, die einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen kann.
  - 3) Betreiben Sie das Produkt niemals mit blockierten Lüftungsöffnungen. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Flusen, Haaren und Ähnlichem.
  - 4) Lassen Sie keine Gegenstände fallen und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
  - 5) Nicht im Freien verwenden.
  - 6) Nicht an Orten verwenden, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
  - 7) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät berühren. Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen heraus. Dies könnte zu einem Stromschlag und Verletzungen führen.
  - 8) Tragen Sie dieses Produkt nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
  - 9) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wenn Sie einen Defekt feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Vermeiden Sie Unfälle oder Verletzungen. Bitte reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich rechtzeitig an den Verkäufer oder Hersteller, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
  - 10) Ziehen Sie den Netzstecker sofort nach einem Stromausfall aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, Kurzschluss und Brand kommen.
  - 11) Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung zu einem Servicecenter.
  - 12) Achten Sie besonders auf die verschleißanfälligsten Komponenten und ersetzen Sie defekte Komponenten sofort und/oder verwenden Sie das Gerät bis zur Reparatur nicht mehr.

- 13) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- 14) Das Gerät darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- 15) Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- 16) Da die Oberfläche dieses Produkts heiß werden kann, sollten Personen, die empfindlich auf Hitze reagieren, bei der Verwendung darauf achten, leichte Verbrennungen zu vermeiden.
- 17) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.

**Wenn Sie während der Verwendung Unregelmäßigkeiten feststellen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Andernfalls kann es zu Gesundheitsschäden kommen.**

1. Personen, die anfällig für elektromagnetische Störungen sind, wie z. B. Herzschrittmacher und implantierbare medizinische elektronische Geräte.
2. Personen, die ihr Temperaturempfinden verlieren könnten.
3. Personen mit bösartigen Tumoren.
4. Personen mit Herzerkrankungen.
5. Personen, die in der frühen Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung unruhig sind.
6. Personen mit einer abnormalen oder gekrümmten Wirbelsäule.
7. Personen mit einer Wahrnehmungsstörung, die durch eine starke periphere Durchblutung bei Diabetes verursacht wird.
8. Personen mit Narben auf der Haut.
9. Personen, die Ruhe benötigen, und Personen, die sich in einem schlechten Gesundheitszustand befinden.
10. Menschen mit Osteoporose, schweren Frakturen, Verstauchungen und Muskelschmerzen usw., akuten (Kopf-)Schmerzen.
11. Menschen mit einer Temperatur von 38 °C (Fieber).
12. (akute Entzündungssymptome, Müdigkeit, Schüttelfrost, Blutdruckschwankungen usw.) Zeiten intensiven, schwächenden Stresses.
13. Menschen mit Sehnenentzündungen.
14. Andere, die in medizinischen Einrichtungen behandelt werden.



Das Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke oder medizinische Zwecke verwendet werden. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.



Nur in Innenräumen verwenden!



Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (z. B. beim Baden oder Duschen).



Nicht waschen! Nicht chemisch reinigen!

## BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

### Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Luftkompressionsmassagegerät für Füße, Beine und Oberschenkel entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Modellnummer Ihres Produkts an unseren Kundendienst.

### Lieferumfang

2 x Beinmanschette („R“ für rechtes Bein/„L“ für linkes Bein)

1 x Adapter

1 x Bedienungsanleitung

1 x Handheld-Controller

### Produktspezifikationen


Modell	EMK-703D
Name	Luftkompressions-Beinmassagegerät
Leistungsaufnahme	DC 12V $\approx$ 2A
Standardzeit	10 mins

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Kurze Betriebszeit 10 Minuten, Ruhezeit 30 Minuten.


**Hinweis:** Für die Verwendung dieses Produkts muss ein zertifizierter Herstelleradapter verwendet werden.

## Produktdiagramm




1. Ein-/Aus-Taste
2. Bedienfeld
3. Beinmanschette
4. Luftschlauch


## Zubehör



Netzteil



Fernbedienung




Bedienungsanleitung

## Bedienungsanleitung

### Vor der Verwendung


1. Stecken Sie die Luftdüse in die 7 entsprechenden Öffnungen der Fernbedienung.

Einführungsöffnung für  
Luftdüse




Luftdüse


Ausrichtungslinie




2. Stecken Sie die USB-Schnittstellen des Adapters in die Stromanschlussöffnung der Fernbedienung und verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit der Stromversorgung.



1. Legen Sie Ihre Füße flach und stecken Sie sie in die richtige Hülle. „R“ steht für den rechten Fuß und „L“ für den linken Fuß.
2. Kleben Sie den Fußteil fest.
3. Kleben Sie den Bein- und Oberschenkelteil fest.
4. Bewegen Sie Ihre Füße und stellen Sie sicher, dass sie an der richtigen Stelle befestigt sind.
5. Stecken Sie die Luftdruckanschlüsse in die entsprechenden Öffnungen am Controller.



Füße, Beine und Oberschenkel



1. Ein-/Aus-Taste
2. Taste für Luftdruckintensität
3. Auto-Taste
4. Manuelle Taste
5. Heiztaste
6. Luftkanal
7. Untere Schale
8. Aufhängehaken

### Ein-/Aus-Taste:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Produkt zu starten. Der Standardmodus ist „Auto 1“ und mittlere Intensität.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um das Produkt auszuschalten.

### Luftdruckintensitätstaste:

Wenn das Produkt in Betrieb ist, drücken Sie die Taste, um die Intensität wie folgt zu ändern: Maximalstufe → Minimalstufe → Mittlere Stufe → Maximalstufe, nacheinander. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn sich die Intensität ändert.

### Automatik-Taste:

Wenn das Produkt in Betrieb ist, drücken Sie die Automatik-Taste, um die Modi wie folgt zu ändern: Auto2 → Auto3 → Auto1 → Auto2, nacheinander. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn sich der Modus ändert.

### Manueller Knopf:

Wenn das Produkt in Betrieb ist, drücken Sie den manuellen Knopf, um den manuellen Modus zu starten: (Bein & Oberschenkel) → (Bein & Füße) → (Oberschenkel & Füße) → (Bein & Füße), nacheinander. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn sich der Modus ändert.

**Heiztaste:**


Wenn das Produkt in Betrieb ist, ist die Heizfunktion standardmäßig deaktiviert und die Kontrollleuchte (Aus) leuchtet.

Drücken Sie die Taste, um die Heizfunktion wie folgt zu starten: Min. Stufe → Max. Stufe → Heizung aus → Min. Stufe. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Wechsels.

**Hinweis:** Die Standard-Betriebszeit des Produkts beträgt 10 Minuten. Wenn das Produkt 10 Minuten lang ununterbrochen in Betrieb war, werden alle Massagebewegungen gestoppt und das Produkt schaltet sich automatisch aus.

**Fragen und Antworten**

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Produkt lässt sich nicht normal einschalten.	Der Netzschalter wurde nicht gedrückt.	Bitte drücken Sie den Netzschalter.
Das Produkt wird heiß.	Das Produkt wurde über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet.	Bitte warten Sie 30 Minuten, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.
Es liegt eine Luftundichtigkeit vor.	Die Luftschläuche sind nicht richtig installiert.	Bitte installieren Sie die Luftschläuche ordnungsgemäß.

**Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts**

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann dieses Produkt umweltgerecht recycelt werden.

## Istruzioni di sicurezza importanti

Durante l'uso del prodotto, seguire sempre tutte le istruzioni e le precauzioni di base, comprese le seguenti:

### PERICOLO

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche: scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia.

### AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:
  - 1) Il prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente. Scollegarlo dalla presa quando non è in uso e prima di montare o smontare parti.
  - 2) Non utilizzarlo sotto coperte o cuscini. Potrebbe verificarsi un surriscaldamento eccessivo con conseguente rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni alle persone.
  - 3) Non utilizzare mai il prodotto con le aperture di ventilazione ostruite. Tenere le aperture di ventilazione libere da lanugine, capelli e simili.
  - 4) Non far cadere né inserire oggetti nelle aperture.
  - 5) Non utilizzare all'aperto.
  - 6) Non utilizzare in presenza di prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
  - 7) Assicurarsi di staccare la spina dalla presa prima di toccarla. Non staccarla con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare scosse elettriche e lesioni.
  - 8) Non trasportare questo prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione e non utilizzare il cavo come maniglia.
  - 9) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Se si riscontra un guasto, interrompere immediatamente l'uso e scollegare l'alimentazione. Evitare incidenti o lesioni. Non riparare il prodotto da soli, contattare tempestivamente il venditore o il produttore per evitare incidenti o lesioni.
  - 10) Rimuovere immediatamente la spina dalla presa dopo un'interruzione di corrente. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti e incendi.
  - 11) Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Restituire l'apparecchio a un centro di assistenza per un controllo.
  - 12) Prestare particolare attenzione ai componenti più soggetti a usura e sostituire immediatamente quelli difettosi e/o non utilizzare l'apparecchio fino alla riparazione.
  - 13) Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto descritto in questo manuale.
  - 14) L'apparecchio deve essere alimentato solo con una tensione di sicurezza extra bassa corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
  - 15) L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
  - 16) Poiché la superficie di questo prodotto può diventare calda, le persone sensibili al calore devono prestare attenzione durante l'uso per evitare ustioni lievi.

17) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro istruzioni o supervisione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

**Se si avvertono anomalie durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare il medico. In caso contrario, potrebbe essere dannoso per la salute.**

1. Persone sensibili a malfunzionamenti elettromagnetici, come portatori di pacemaker cardiaci e dispositivi elettronici medici impiantabili.
2. Persone che potrebbero perdere il senso della temperatura.
3. Persone con tumori maligni.
4. Persone affette da malattie cardiache.
5. Persone irrequiete all'inizio della gravidanza o subito dopo il parto.
6. Persone con spine dorsali anomale o curve.
7. Persone con disturbi della percezione causati da un elevato grado di circolazione periferica nel diabete.
8. Persone con cicatrici sulla pelle.
9. Persone che necessitano di tranquillità e persone in cattive condizioni di salute.
10. Persone con osteoporosi, fratture gravi, distorsioni e dolori muscolari, ecc., dolori acuti (alla testa).
11. Persone con temperatura di 38 °C (febbre).
12. (sintomi infiammatori acuti, stanchezza, brividi, variazioni della pressione sanguigna, ecc.) un periodo di stress intenso e debilitante.
13. Persone con tendinite.
14. Altri trattati presso strutture mediche.



Il dispositivo non deve essere utilizzato per scopi commerciali o medici. In caso di problemi di salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.



Utilizzare solo in ambienti interni!



Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi (ad esempio durante il bagno o la doccia)



Non lavare! Non lavare a secco!

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il massaggiatore ad aria compressa per piedi, gambe e cosce. Leggere attentamente il presente manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro. In caso di necessità, contattare il nostro team di assistenza indicando il numero di modello del prodotto.

## Contenuto della confezione

2 x fasce per le gambe ("R" per la gamba destra/"L" per la gamba sinistra)

1 x Adattatore

1 x Manuale d'uso

1 x Telecomando

## Specifiche del prodotto


Modello	EMK-703D
Nome	Massaggiatore per gambe a compressione d'aria
Potenza assorbita	DC 12V $\approx$ 2A
Tempo predefinito	10 mins

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Funzionamento di breve durata 10 minuti, tempo di riposo 30 minuti.


**Nota:** per l'uso di questo prodotto è necessario utilizzare un adattatore certificato dal produttore.

## Schema del prodotto




1. Pulsante di accensione
2. Pannello di controllo
3. Fascia per gamba
4. Tubo dell'aria


## Accessori



Adattatore di alimentazione



Telecomando




Manuale d'uso


## Guida all'uso del prodotto

### Prima dell'uso


1. Inserire l'ugello dell'aria nei 7 fori corrispondenti del telecomando.




2. Inserire le interfacce USB dell'adattatore nel foro di alimentazione del telecomando, collegare l'altra estremità dell'adattatore all'alimentatore.



1. Appiattire i piedi e inserirli nella copertura corretta. "R" è il piede destro e "L" il piede sinistro.
2. Incollare saldamente la parte del piede.
3. Incollare saldamente la parte della gamba e della coscia.
4. Muovere i piedi e assicurarsi che siano fissati nel punto corretto.
5. Inserire i connettori della pressione dell'aria nei fori corrispondenti sul controller.



Piedi, gambe e cosce



1. Pulsante di accensione
2. Pulsante di intensità della pressione dell'aria
3. Pulsante Auto
4. Pulsante Manuale
5. Pulsante Riscaldamento
6. Canale dell'aria
7. Guscio inferiore
8. Gancio di sospensione

**Pulsante di accensione:**

Premere il pulsante di accensione per avviare il prodotto, la modalità predefinita è Auto 1 e intensità media.

Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il prodotto.

**Pulsante intensità pressione dell'aria:**

Quando il prodotto è in funzione, premere il pulsante per modificare l'intensità come segue: livello massimo→livello minimo→livello medio→livello massimo, in sequenza. La spia luminosa si accenderà durante la modifica.

**Pulsante Auto:**

Quando il prodotto è in funzione, premere il pulsante Auto per modificare le modalità come segue: Auto2 →Auto3→Auto1→Auto2, in sequenza. La spia luminosa si accenderà durante la modifica.

**Pulsante Manuale:**

Quando il prodotto è in funzione, premere il pulsante Manuale per avviare la modalità Manuale come segue: (Gamba e coscia)→(Gamba e piedi)→(Coscia e piedi)→(Gamba e piedi), in sequenza. La spia luminosa si accenderà durante il cambio di modalità.

**Pulsante di riscaldamento:**

Quando il prodotto è in funzione, la funzione di riscaldamento non è attiva e la spia luminosa (Off) è accesa per impostazione predefinita.


Premere il pulsante per avviare la funzione di riscaldamento come segue: livello Min→livello Max→riscaldamento Off→livello Min, in sequenza. La spia luminosa si accenderà durante il cambio di modalità.

**Nota:** il tempo di funzionamento predefinito del prodotto è di 10 minuti; se il prodotto ha funzionato ininterrottamente per 10 minuti, tutti i movimenti di massaggio si interrompono e il prodotto si spegne automaticamente.

## Domande e risposte

Problema	Causa	Rimedio
Il prodotto non si accende normalmente.	Il pulsante di accensione non è stato premuto.	Premere il pulsante di accensione.
Il prodotto si surriscalda.	Il prodotto è stato utilizzato ininterrottamente per molto tempo.	Attendere 30 minuti prima di riutilizzare il prodotto.
È presente una perdita d'aria.	I tubi dell'aria non sono installati correttamente.	Installare correttamente i tubi dell'aria.

## Smaltimento corretto del prodotto



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

**UK**

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

**IMPORTER ADDRESS:**

MH STAR UK Ltd  
1 Northampton Cross Logistics Park  
Northampton Cross Road  
Northampton  
NN4 9FH  
MADE IN CHINA

**ES**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

**Importador/Fabricante/REP:**

Spanish Aosom, S.L.  
C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.  
B66295775  
atencioncliente@aosom.es  
TEL: 931294512  
HECHO EN CHINA

**FR**

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

**Importé par/Fabricant/REP:**

MH France  
2,rue Maurice Hartmann  
92130Issy-les-Moulineaux  
France  
Fabriqué en Chine

**PT**

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

**IMPORTADOR:**

SPANISH AOSOM, S.L  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)  
INFO@AOSOM.PT  
WWW.AOSOM.PT

**DE**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

**Importeur/Hersteller/REP:**

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

**IT**

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

**IMPORTATO DA/Produttore/REP:**

AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.1.: 08567220960  
FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
cordons et batteries  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom