





IN251200394V01_UK_FR_ES_DE_IT

700-203V70_700-203V90



Foot Massager
Appareil de massage des pieds
Masajeador de pies
Fußmassagegerät
Massaggiatore piedi



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEggerlo ATTENTAMENTE.**

Important Safety Instruction

When using the product, all instructions and basic precautions should always be followed, including the following:

DANGER

- To reduce the risk of electric shock: Always unplug this product from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.

WARNING

- To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:
 - 1) The product should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when it is not use and before putting on or taking off parts.
 - 2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - 3) Never operate the product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - 4) Do not drop or insert any object into any opening.
 - 5) Do not use outdoors.
 - 6) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is administered.
 - 7) Be sure to pull the plug out of the socket when you reach in. And don't pull it out when your hands are wet. That could cause electric shock and injury.
 - 8) Do not carry this product by its supply cord or use cord as a handle.
 - 9) Keep the cord away from heated surfaces. If the fault is found, stop using immediately and cut off the power supply. Avoid accidents or injuries. please do not repair it by yourself, please contact the seller or manufacturer in time, avoid accidents or injuries.
 - 10) Remove the power plug from the socket immediately after the power failure. Otherwise, it may cause electric shock, short circuit and fire.
 - 11) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination.
 - 12) Special attention to components most susceptible to wear an advice to replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
 - 13) Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
 - 14) The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
 - 15) The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
 - 16) As the surface of this product may get hot, people who are sensitive to heat should pay attention to using it to avoid minor burns.

17) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If you feel abnormal during use, please stop using immediately and consult your doctor. Otherwise may it be harmful to health.

1. People who are susceptible to electromagnetic malfunctions such as cardiac pacemakers and implant able medical electronic devices.
2. People who are supposed to lose their sense of temperature.
3. People with malignant tumors.
4. People with heart disease.
5. A person who is restless early in pregnancy or shortly after giving birth.
6. One who has an abnormal or curved spine.
7. A person with a disturbance of perception caused by a high degree of peripheral circulation in diabetes.
8. Someone with a scar on their skin.
9. People who need quiet and people who are in poor health.
10. People with osteoporosis, severe fractures, sprain, and muscle pain, etc., acute (head) pain.
11. People with 38 °C temperature (fever).
12. (acute inflammatory symptoms, tiredness, chills, changes in blood pressure, etc.) a time of intense, debilitating stress.
13. People with tendinitis.
14. Others treated at medical facilities.



The device is not to be used for commercial use or medical purposes. If you have health concerns, consult your doctor before using this product.



Only use indoors!



Do not use the device in damp rooms (e.g. when bathing or showering)



Do not wash!


Do not dry clean!

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Product structure

Product body


- 1. Control panel
- 2. Removable and washable cloth cover
- 3. Main body
- 4. Non-slip foot pad
- 5. Foldable



Product bottom



Power usage diagram



ATTENTION

When using this product, be sure to use it with our company's certified switching power supply.

Instructions

Power button



Mode button



Heating button



Air pressure switch



Air pressure intensity



Connect the DC jack on the main unit to the DC power plug. When the AC plug is powered on, the product will emit a beep-ing sound.

Power button (function start/stop)

- In the off state, press this button to turn on the power, and the corresponding green LED will light up.
- In the on state, press this button to turn off the power, and the corresponding green LED will go out.
- After turning on, the default timer is 15 minutes, and it auto-matically enters the off state.
- There is no output after turning on, and the mode button, air pressure button or heating button must be operated to respond.

Air pressure button (air pressure start/stop)

- After turning on the machine, press the air pressure switch button to turn on the air pressure function. The corresponding air pressure indicator light is bright green, the default air pressure is low, and the corresponding air pressure intensity light is green.
- Press the button again to turn off the air pressure function. The corresponding air pressure LED light goes out and the air pressure intensity light goes out.
- Air pressure intensity button (low/medium/high)After turning on the air pressure function, press this button to turn on the low air pressure, and the corresponding LED light will turn green.
- Press the button again to turn on the medium air pressure, and the corresponding LED light will turn yellow.
- Press the button again to turn on the high air pressure, and the corresponding LED light will turn red.
- This cycle repeats.
- The air pressure intensity button can only be enabled when the air pressure button is turned on.

Heating button (low/high)

- After turning on the machine, press this button to perform low-speed heating, and the corresponding green LED light will light up. Press this button again to perform high-speed heating, and the corresponding red LED light will light up.
- Press this button again to turn off heating, and the corresponding red and green lights will go out.

Mode button (A/B/C mode)

- After turning on the power, press this button to execute automatic mode A, and press the button again to execute automatic mode B. Press the button again to execute automatic mode C. Press the button again to execute automatic mode A, and so on.

During automatic mode, you can operate the heating and gas pressure functions through the corresponding buttons. If the heating is not turned on before the mode is turned on, pressing this button will turn on the low heating by default (green light).

- If the gas pressure is not turned on before the mode is turned on, pressing this button will turn on the medium gas pressure by default (yellow light).



ATTENTION

Please use a low-speed massage function when you start using it. If you feel any abnormality during use, please stop using it. It is recommended that you do not use it for more than 30 minutes each time.

Product Specifications

Model	EMK-795A
Name	Foot Massager
Power input	DC 24.0V \approx 2A
Power consumption	48W
Default Time	15 mins

This product is intended for house-hold use only.



ATTENTION

Note: Certified manufacturer's adapter must be equipped in the use of this products.

How to clean

Storage method

- To keep the product clean, make sure it is away from highly humid places. You should store the device in its original packaging and keep it in a clean, dry place.
- Do not place it in direct sunlight or high temperature.
- If it is not used for a long time. Please cover it with a dust cover and unplug the power plug from the power socket.

1. Cleaning

Before you clean, please make sure the power is switched off, and the power plug has been pulled out from the socket.

Please use dry cloth to clean the product.

2. Maintenance


Keep the product clean and far from the wet environment.

Clean when you feel cleaning is necessary.

Cleaning the main unit

Wipe away dirt with a cloth soaked in soapy water, wring out the cloth before wiping.

Do not use alcohol, paint thinner, benzene, or nail polish remover. Using these may damage the appliance or cause cracks or discoloration in the components.




Q&A

Problem	Cause	Remedy
The sound of the product working normally or the sound of "whooshing" or "tapping" occurs during the operation.	The sound made when the product is working normally or the sound of friction between the massage ball and the cloth cover.	This does not indicate a problem.
Unable to turn on the device.	Set time has expired.	Use the device after 30 minutes of shutting down.

If you still have any problem after using the methods above, please contact our customer support team.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation du produit, toutes les instructions et précautions de base doivent être respectées, y compris les suivantes :

DANGER

- Pour réduire le risque d'électrocution : débranchez toujours ce produit de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :
 - 1) Ne laissez jamais le produit branché sans surveillance. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de monter ou de démonter des pièces.
 - 2) Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif pourrait se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
 - 3) N'utilisez jamais le produit si les ouvertures d'aération sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées par des peluches, des cheveux ou autres.
 - 4) Ne laissez pas tomber et n'insérez aucun objet dans les ouvertures.
 - 5) Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
 - 6) Ne l'utilisez pas dans un endroit où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
 - 7) Veillez à débrancher la fiche de la prise avant de toucher l'appareil. Ne la débranchez pas si vous avez les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique et des blessures.
 - 8) Ne transportez pas ce produit par son cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
 - 9) Gardez le cordon loin des surfaces chaudes. Si vous constatez un défaut, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et coupez l'alimentation électrique. Évitez les accidents ou les blessures. Ne réparez pas l'appareil vous-même, contactez le vendeur ou le fabricant dans les plus brefs délais afin d'éviter tout accident ou blessure.
 - 10) Débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise après une coupure de courant. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit et un incendie.
 - 11) N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné.
 - 12) Une attention particulière doit être accordée aux composants les plus susceptibles de s'user. Il est conseillé de remplacer immédiatement les composants défectueux et/ou de ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il soit réparé.
 - 13) Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel.
 - 14) L'appareil doit être alimenté uniquement à une tension extra-basse de sécurité correspondant au marquage figurant sur l'appareil.
 - 15) L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

- 16) La surface de ce produit pouvant devenir chaude, les personnes sensibles à la chaleur doivent faire attention lors de son utilisation afin d'éviter toute brûlure mineure.
- 17) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si vous ressentez une anomalie pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et consulter votre médecin. Dans le cas contraire, cela pourrait être nocif pour la santé.

1. Les personnes sensibles aux dysfonctionnements électromagnétiques, telles que celles portant un stimulateur cardiaque ou un dispositif médical électronique implantable.
2. Les personnes susceptibles de perdre leur sens de la température.
3. Les personnes atteintes de tumeurs malignes.
4. Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque.
5. Les personnes agitées en début de grossesse ou peu après l'accouchement.
6. Les personnes présentant une déformation ou une courbure de la colonne vertébrale.
7. Les personnes souffrant de troubles de la perception causés par une circulation périphérique élevée due au diabète.
8. Les personnes présentant une cicatrice sur la peau.
9. Les personnes qui ont besoin de calme et celles qui sont en mauvaise santé.
10. Les personnes souffrant d'ostéoporose, de fractures graves, d'entorses, de douleurs musculaires, etc., de douleurs aiguës (à la tête).
11. Les personnes ayant une température de 38 °C (fièvre).
12. (symptômes inflammatoires aigus, fatigue, frissons, changements de pression artérielle, etc.) période de stress intense et débilitant.
13. Les personnes souffrant de tendinite.
14. Les autres personnes traitées dans des établissements médicaux.



Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou médical. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.



À utiliser uniquement à l'intérieur !



N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides (par exemple, lorsque vous prenez un bain ou une douche).




Ne pas laver ! Ne pas nettoyer à sec !

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Structure du produit

Corps du produit

1. Panneau de commande
2. Housse en tissu amovible et lavable
3. Corps principal
4. Patins antidérapants
5. Pliable



Bas du produit



ATTENTION

Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez à l'utiliser avec l'alimentation à découpage certifiée par notre société.

Instructions

Bouton
d'alimentation



Bouton de
mode



Bouton de
chauffage



Commutateur de
pression d'air



Intensité de la
pression d'air



Connectez la prise CC de l'unité principale à la fiche d'alimentation CC. Lorsque la fiche CA est sous tension, le produit émet un bip sonore.

Bouton d'alimentation (démarrage/arrêt de la fonction)

- À l'état éteint, appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension, et la LED verte correspondante s'allume.
- À l'état activé, appuyez sur ce bouton pour éteindre l'appareil, et la LED verte correspondante s'éteindra.
- Après la mise en marche, le minuteur par défaut est réglé sur 15 minutes, puis l'appareil passe automatiquement à l'état éteint.
- Il n'y a pas de sortie après la mise en marche, et le bouton de mode, le bouton de pression d'air ou le bouton de chauffage doivent être actionnés pour répondre.

Bouton de pression d'air (démarrage/arrêt de la pression d'air)

- Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton de pression d'air pour activer la fonction de pression d'air. Le voyant de pression d'air correspondant est vert vif, la pression d'air par défaut est faible et le voyant d'intensité de pression d'air correspondant est vert.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction de pression d'air. Le voyant LED de pression d'air correspondant s'éteint et le voyant d'intensité de pression d'air s'éteint.
- Bouton d'intensité de la pression d'air (faible/moyenne/élevée) Après avoir activé la fonction de pression d'air, appuyez sur ce bouton pour activer la pression d'air faible, et le voyant LED correspondant s'allume en vert.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour activer la pression d'air moyenne, et le voyant LED correspondant s'allume en jaune.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour activer la pression d'air élevée, et le voyant LED correspondant s'allume en rouge.
- Ce cycle se répète.
- Le bouton d'intensité de la pression d'air ne peut être activé que lorsque le bouton de pression d'air est activé.

Bouton de chauffage (faible/élevé)

- Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur ce bouton pour effectuer un chauffage à faible vitesse, et le voyant LED vert correspondant s'allume. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour effectuer un chauffage à vitesse élevée, et le voyant LED rouge correspondant s'allume.
- Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver le chauffage, et les voyants rouge et vert correspondants s'éteindront.

Bouton Mode (mode A/B/C)

- Après avoir mis l'appareil sous tension, appuyez sur ce bouton pour exécuter le mode automatique A, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour exécuter le mode automatique B. Appuyez à nouveau sur le bouton pour exécuter le mode automatique C. Appuyez à nouveau sur le bouton pour exécuter le mode automatique A, et ainsi de suite. En mode automatique, vous pouvez utiliser les fonctions de chauffage et de pression de gaz à l'aide des boutons correspondants. Si le chauffage n'est pas activé avant l'activation du mode, appuyez sur ce bouton pour activer le chauffage faible par défaut (voyant vert).
- Si la pression du gaz n'est pas activée avant l'activation du mode, appuyez sur ce bouton pour activer la pression moyenne du gaz par défaut (voyant jaune).



ATTENTION

Veillez utiliser la fonction de massage à faible vitesse lorsque vous commencez à utiliser l'appareil. Si vous constatez une anomalie pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser. Il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 30 minutes à chaque fois.

Spécifications du produit

Modèle	EMK-795A
Nom	Appareil de massage des pieds
Puissance d'entrée	DC 24.0V == 2A
Consommation	48W
Durée par défaut	15 mins

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.



ATTENTION

Remarque : un adaptateur certifié par le fabricant doit être utilisé avec ce produit.

Comment nettoyer

Mode de stockage

- Pour garder le produit propre, veillez à le tenir éloigné des endroits très humides. Vous devez ranger l'appareil dans son emballage d'origine et le conserver dans un endroit propre et sec.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez le recouvrir d'une housse anti-poussière et débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique.

1. Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, veuillez vous assurer que l'alimentation est coupée et que la fiche d'alimentation a été débranchée de la prise.

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le produit.

2. Entretien

Gardez le produit propre et à l'abri de l'humidité.


Nettoyez-le lorsque vous estimez que cela est nécessaire.

Nettoyage de l'unité principale

Essuyez la saleté à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse, essorez le chiffon avant de l'utiliser.

N'utilisez pas d'alcool, de diluant pour peinture, de benzine ou de dissolvant pour vernis à ongles.

L'utilisation de ces produits peut endommager l'appareil ou provoquer des fissures ou une décoloration des composants.



Questions-réponses

Problème	Cause	Solution
Le produit émet un bruit normal ou un bruit de « sifflement » ou de « cliquetis » pendant son fonctionnement.	Bruit normal de fonctionnement du produit ou bruit de frottement entre la boule de massage et la housse en tissu.	Cela n'indique pas un problème.
Impossible d'allumer l'appareil.	Le temps réglé est écoulé.	Utilisez l'appareil 30 minutes après l'avoir éteint.

Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir suivi les méthodes ci-dessus, veuillez contacter notre service clientèle.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Instrucciones de seguridad importantes

Al utilizar el producto, se deben seguir siempre todas las instrucciones y precauciones básicas, incluidas las siguientes:

PELIGRO

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: Desenchufe siempre este producto de la toma de corriente inmediatamente después de su uso y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:
 - 1) El producto nunca debe dejarse sin vigilancia cuando está enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de colocar o retirar piezas.
 - 2) No lo utilice debajo de una manta o almohada. Se puede producir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
 - 3) Nunca utilice el producto con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusas, pelos y similares.
 - 4) No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
 - 5) No lo utilice en exteriores.
 - 6) No lo utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
 - 7) Asegúrese de desenchufar el cable de la toma de corriente antes de introducir la mano. No lo desenchufe con las manos mojadas. Podría provocar una descarga eléctrica y lesiones.
 - 8) No transporte este producto por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
 - 9) Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Si detecta algún fallo, deje de utilizarlo inmediatamente y desconecte la fuente de alimentación. Evite accidentes o lesiones. No lo repare usted mismo, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante a tiempo para evitar accidentes o lesiones.
 - 10) Desenchufe el cable de alimentación de la toma inmediatamente después de un corte de corriente. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
 - 11) No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o se ha dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio técnico para que lo examinen.
 - 12) Preste especial atención a los componentes más susceptibles de desgaste y sustituya inmediatamente los componentes defectuosos y/o mantenga el equipo fuera de uso hasta que sea reparado.
 - 13) Utilice este aparato únicamente para el uso previsto que se describe en este manual.
 - 14) El aparato solo debe alimentarse con una tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marca que figura en el aparato.
 - 15) El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.

- 16) Dado que la superficie de este producto puede calentarse, las personas sensibles al calor deben tener cuidado al utilizarlo para evitar quemaduras leves.
- 17) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Si nota alguna anomalía durante el uso, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a su médico. De lo contrario, podría ser perjudicial para la salud.

1. Personas susceptibles a fallos electromagnéticos, como marcapasos cardíacos y dispositivos médicos electrónicos implantables.
2. Personas que puedan perder la sensación de temperatura.
3. Personas con tumores malignos.
4. Personas con enfermedades cardíacas.
5. Personas inquietas al principio del embarazo o poco después de dar a luz.
6. Personas con una columna vertebral anómala o curvada.
7. Personas con trastornos de la percepción causados por un alto grado de circulación periférica en la diabetes.
8. Personas con cicatrices en la piel.
9. Personas que necesitan tranquilidad y personas con mala salud.
10. Personas con osteoporosis, fracturas graves, esguinces y dolores musculares, etc., dolor agudo (de cabeza).
11. Personas con 38 °C de temperatura (fiebre).
12. (síntomas inflamatorios agudos, cansancio, escalofríos, cambios en la presión arterial, etc.) un momento de estrés intenso y debilitante.
13. Personas con tendinitis.
14. Otras personas tratadas en centros médicos.



El dispositivo no debe utilizarse con fines comerciales ni médicos. Si tiene problemas de salud, consulte a su médico antes de utilizar este producto.



¡Utilícelo solo en interiores!



No utilice el dispositivo en habitaciones húmedas (por ejemplo, mientras se baña o se ducha).




¡No lo lave! ¡No lo limpie en seco!

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Estructura del producto

Cuerpo del producto

- 1. Panel de control
- 2. Funda de tela extraíble y lavable
- 3. Cuerpo principal
- 4. Almohadilla antideslizante
- 5. Plegable



Parte inferior del producto





Diagrama de consumo de energía



ATENCIÓN

Cuando utilice este producto, asegúrese de hacerlo con una fuente de alimentación conmutada certificada por nuestra empresa.

Instrucciones

Botón de encendido



Botón de modo



Botón de calentamiento



Interruptor de presión de aire



Intensidad de la presión de aire



Conecte la toma de CC de la unidad principal al enchufe de alimentación de CC. Cuando se enciende el enchufe de CA, el producto emite un pitido.

Botón de encendido (inicio/parada de la función)

- En estado apagado, pulse este botón para encender el producto y se iluminará el LED verde correspondiente.
- En estado encendido, pulse este botón para apagar el dispositivo y el LED verde correspondiente se apagará.
- Después de encenderlo, el temporizador predeterminado es de 15 minutos y entra automáticamente en estado apagado.
- No hay salida después de encenderlo, y se debe pulsar el botón de modo, el botón de presión de aire o el botón de calentamiento para que responda.

Botón de presión de aire (inicio/parada de la presión de aire)

- Después de encender la máquina, pulse el botón del interruptor de presión de aire para activar la función de presión de aire. La luz indicadora de presión de aire correspondiente es de color verde brillante, la presión de aire predeterminada es baja y la luz de intensidad de presión de aire correspondiente es verde.
- Vuelva a pulsar el botón para desactivar la función de presión de aire. La luz LED de presión de aire correspondiente se apagará y la luz de intensidad de presión de aire se apagará.
- Botón de intensidad de presión de aire (baja/media/alta) Después de encender la función de presión de aire, pulse este botón para encender la presión de aire baja y la luz LED correspondiente se iluminará en verde.
- Vuelva a pulsar el botón para encender la presión de aire media y la luz LED correspondiente se iluminará en amarillo.
- Vuelva a pulsar el botón para encender la presión de aire alta y la luz LED correspondiente se iluminará en rojo.
- Este ciclo se repite.
- El botón de intensidad de presión de aire solo se puede activar cuando el botón de presión de aire está encendido.

Botón de calentamiento (bajo/alto)

- Después de encender la máquina, pulse este botón para realizar un calentamiento a baja velocidad, y la luz LED verde correspondiente se encenderá. Pulse este botón de nuevo para realizar un calentamiento a alta velocidad, y la luz LED roja correspondiente se encenderá.
- Vuelva a pulsar este botón para desactivar el calentamiento y las luces roja y verde correspondientes se apagarán.

Botón de modo (modo A/B/C)

- Después de encender la máquina, pulse este botón para ejecutar el modo automático A y vuelva a pulsarlo para ejecutar el modo automático B. Vuelva a pulsar el botón para ejecutar el modo automático C. Vuelva a pulsar el botón para ejecutar el modo automático A, y así sucesivamente. Durante el modo automático, puede manejar las funciones de calentamiento y presión de gas a través de los botones correspondientes. Si el calentamiento no está activado antes de encender el modo, al pulsar este botón se activará el calentamiento bajo de forma predeterminada (luz verde).
- Si la presión de gas no está activada antes de encender el modo, al pulsar este botón se activará la presión de gas media de forma predeterminada (luz amarilla).



ATENCIÓN

Utilice la función de masaje a baja velocidad cuando empiece a utilizarlo. Si nota alguna anomalía durante el uso, deje de utilizarlo. Se recomienda no utilizarlo durante más de 30 minutos cada vez.

Especificaciones del producto

Modelo	EMK-795A
Nombre	Masajeador de pies
Potencia de entrada	DC 24.0V \approx 2A
Consumo de energía	48W
Tiempo predeterminado	15 mins

Este producto está destinado exclusivamente al uso doméstico.



ATENCIÓN

Nota: Para utilizar este producto, es necesario disponer de un adaptador certificado por el fabricante.

Cómo limpiarlo

Método de almacenamiento

- Para mantener el producto limpio, asegúrese de que esté alejado de lugares muy húmedos. Debe guardar el dispositivo en su embalaje original y mantenerlo en un lugar limpio y seco.
- No lo exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si no se va a utilizar durante un periodo prolongado, cúbralo con una funda protectora y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

1. Limpieza

Antes de limpiarlo, asegúrese de que la alimentación está desconectada y de que el cable de alimentación está desenchufado de la toma de corriente.

Utilice un paño seco para limpiar el producto.

2. Mantenimiento


Mantenga el producto limpio y alejado de ambientes húmedos.

Límpielo cuando lo considere necesario.

Limpieza de la unidad principal

Limpie la suciedad con un paño humedecido en agua jabonosa, escurra el paño antes de limpiar.

No utilice alcohol, disolvente, bencina ni quitaesmalte. El uso de estos productos puede dañar el aparato o provocar grietas o decoloración en los componentes.




Preguntas frecuentes

Problema	Causa	Solución
Se oye el sonido normal del producto en funcionamiento o un sonido similar a un «silbido» o un «golpeteo» durante el funcionamiento.	El sonido que se produce cuando el producto funciona normalmente o el sonido de la fricción entre la bola de masaje y la funda de tela.	Esto no indica ningún problema.
No se puede encender el dispositivo.	El tiempo establecido ha expirado.	Utilice el dispositivo 30 minutos después de apagarlo.

Si sigue teniendo problemas después de utilizar los métodos anteriores, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts sollten alle Anweisungen und grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen stets befolgt werden, einschließlich der folgenden:

GEFAHR

- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Ziehen Sie immer sofort nach der Verwendung und vor der Reinigung den Netzstecker dieses Produkts aus der Steckdose.

WARNUNG

- Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:
 - 1) Das Produkt darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
 - 2) Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Es kann zu übermäßiger Erwärmung kommen, die einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen kann.
 - 3) Betreiben Sie das Produkt niemals mit blockierten Lüftungsöffnungen. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Flusen, Haaren und Ähnlichem.
 - 4) Lassen Sie keine Gegenstände fallen und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
 - 5) Nicht im Freien verwenden.
 - 6) Nicht an Orten verwenden, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
 - 7) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät berühren. Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen heraus. Dies könnte zu einem Stromschlag und Verletzungen führen.
 - 8) Tragen Sie dieses Produkt nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
 - 9) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wenn Sie einen Defekt feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Vermeiden Sie Unfälle oder Verletzungen. Bitte reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern wenden Sie sich rechtzeitig an den Verkäufer oder Hersteller, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
 - 10) Ziehen Sie den Netzstecker sofort nach einem Stromausfall aus der Steckdose. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, Kurzschluss und Brand kommen.
 - 11) Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung zu einem Servicecenter.
 - 12) Achten Sie besonders auf die verschleißanfälligsten Komponenten und ersetzen Sie defekte Komponenten sofort und/oder verwenden Sie das Gerät bis zur Reparatur nicht mehr.

- 13) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- 14) Das Gerät darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- 15) Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- 16) Da die Oberfläche dieses Produkts heiß werden kann, sollten Personen, die empfindlich auf Hitze reagieren, bei der Verwendung darauf achten, leichte Verbrennungen zu vermeiden.
- 17) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.

Wenn Sie während der Verwendung Unregelmäßigkeiten feststellen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Andernfalls kann es zu Gesundheitsschäden kommen.

1. Personen, die anfällig für elektromagnetische Störungen sind, wie z. B. Herzschrittmacher und implantierbare medizinische elektronische Geräte.
2. Personen, die ihr Temperaturempfinden verlieren könnten.
3. Personen mit bösartigen Tumoren.
4. Personen mit Herzerkrankungen.
5. Personen, die in der frühen Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung unruhig sind.
6. Personen mit einer abnormalen oder gekrümmten Wirbelsäule.
7. Personen mit einer Wahrnehmungsstörung, die durch eine starke periphere Durchblutung bei Diabetes verursacht wird.
8. Personen mit Narben auf der Haut.
9. Personen, die Ruhe benötigen, und Personen, die sich in einem schlechten Gesundheitszustand befinden.
10. Menschen mit Osteoporose, schweren Frakturen, Verstauchungen und Muskelschmerzen usw., akuten (Kopf-)Schmerzen.
11. Menschen mit einer Temperatur von 38 °C (Fieber).
12. (akute Entzündungssymptome, Müdigkeit, Schüttelfrost, Blutdruckschwankungen usw.) Zeiten intensiven, schwächenden Stresses.
13. Menschen mit Sehnenentzündungen.
14. Andere, die in medizinischen Einrichtungen behandelt werden.



Das Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke oder medizinische Zwecke verwendet werden. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.



Nur in Innenräumen verwenden!



Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (z. B. beim Baden oder Duschen).




Nicht waschen! Nicht chemisch reinigen!

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Produktstruktur

Produktgehäuse

1. Bedienfeld
2. Abnehmbarer und waschbarer Stoffbezug
3. Hauptgehäuse
4. Rutschfeste Fußpolster
5. Zusammenklappbar



Produktunterseite



ACHTUNG

Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich mit einem von unserem Unternehmen zertifizierten Schaltnetzteil.

Anleitung

Ein-/Aus-
Taste




Modus-
Taste



Heiztaste



Luftdrucksc
halter



Luftdruckint
ensität



Verbinden Sie die DC-Buchse am Hauptgerät mit dem DC-Netzstecker. Wenn der AC-Stecker eingeschaltet wird, gibt das Produkt einen Piepton ab.

Ein-/Aus-Taste (Funktion starten/stoppen)

- Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand diese Taste, um das Gerät einzuschalten. Die entsprechende grüne LED leuchtet auf.
- Im eingeschalteten Zustand drücken Sie diese Taste, um das Gerät auszuschalten, und die entsprechende grüne LED erlischt.
- Nach dem Einschalten beträgt die Standard-Timerzeit 15 Minuten, danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Nach dem Einschalten erfolgt keine Ausgabe, und die Modustaste, die Luftdrucktaste oder die Heiztaste müssen betätigt werden, um eine Reaktion zu erzielen.

Luftdrucktaste (Luftdruck starten/stoppen)

- Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Luftdruckschalttaste, um die Luftdruckfunktion einzuschalten. Die entsprechende Luftdruckanzeige leuchtet hellgrün, der Standardluftdruck ist niedrig und die entsprechende Luftdruckintensitätsanzeige leuchtet grün.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Luftdruckfunktion auszuschalten. Die entsprechende Luftdruck-LED-Anzeige erlischt und die Luftdruckintensitätsanzeige erlischt.
- Luftdruckintensitätstaste (niedrig/mittel/hoch) Nach dem Einschalten der Luftdruckfunktion drücken Sie diese Taste, um den niedrigen Luftdruck einzuschalten, und die entsprechende LED-Anzeige leuchtet grün.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den mittleren Luftdruck einzuschalten, und die entsprechende LED-Anzeige leuchtet gelb.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den hohen Luftdruck einzuschalten, und die entsprechende LED-Anzeige leuchtet rot.
- Dieser Zyklus wiederholt sich.
- Die Luftdruckintensitätstaste kann nur aktiviert werden, wenn die Luftdrucktaste eingeschaltet ist.

Heiztaste (niedrig/hoch)

- Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts diese Taste, um eine langsame Erwärmung durchzuführen, und die entsprechende grüne LED-Leuchte leuchtet auf. Drücken Sie diese Taste erneut, um eine schnelle Erwärmung durchzuführen, und die entsprechende rote LED-Leuchte leuchtet auf.
- Drücken Sie diese Taste erneut, um die Heizung auszuschalten, woraufhin die entsprechenden roten und grünen Lichter erlöschen.

Modus-Taste (Modus A/B/C)

- Drücken Sie nach dem Einschalten dieser Taste, um den Automatikmodus A auszuführen, und drücken Sie die Taste erneut, um den Automatikmodus B auszuführen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Automatikmodus C auszuführen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Automatikmodus A auszuführen, und so weiter. Im Automatikmodus können Sie die Heiz- und Gasdruckfunktionen über die entsprechenden Tasten bedienen. Wenn die Heizung vor dem Einschalten des Modus nicht eingeschaltet ist, wird durch Drücken dieser Taste standardmäßig die niedrige Heizstufe eingeschaltet (grüne LED).
- Wenn der Gasdruck vor dem Einschalten des Modus nicht eingeschaltet ist, wird durch Drücken dieser Taste standardmäßig der mittlere Gasdruck eingeschaltet (gelbes Licht).

**ACHTUNG**

Bitte verwenden Sie zu Beginn eine Massagefunktion mit niedriger Geschwindigkeit. Wenn Sie während der Verwendung eine Anomalie feststellen, stellen Sie die Verwendung bitte ein. Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 30 Minuten am Stück zu verwenden.

Produktspezifikationen

Modell	EMK-795A
Name	Fußmassagegerät
Leistungsaufnahme	DC 24.0V \approx 2A
Stromverbrauch	48W
Standardzeit	15 mins

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

**ACHTUNG**

Hinweis: Für die Verwendung dieses Produkts muss ein zertifizierter Herstelleradapter verwendet werden.

Reinigung

Lagerung

- Um das Produkt sauber zu halten, bewahren Sie es nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, decken Sie es bitte mit einer Staubschutzhülle ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Reinigung

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes Tuch.

2. Wartung


Halten Sie das Produkt sauber und fern von feuchten Umgebungen.

Reinigen Sie es, wenn Sie dies für notwendig halten.

Reinigung des Hauptgeräts

Wischen Sie Schmutz mit einem in Seifenwasser getränkten Tuch ab. Wringen Sie das Tuch vor dem Abwischen aus.

Verwenden Sie keinen Alkohol, Farbverdünner, Benzin oder Nagellackentferner. Die Verwendung dieser Mittel kann das Gerät beschädigen oder Risse oder Verfärbungen an den Komponenten verursachen.




Fragen und Antworten

Problem	Ursache	Abhilfe
Während des Betriebs ist das normale Betriebsgeräusch des Produkts oder ein „Rauschen“ oder „Klopfen“ zu hören.	Das Geräusch, das beim normalen Betrieb des Produkts entsteht, oder das Geräusch der Reibung zwischen der Massagekugel und dem Stoffbezug.	Dies ist kein Hinweis auf ein Problem.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die eingestellte Zeit ist abgelaufen.	Verwenden Sie das Gerät 30 Minuten nach dem Ausschalten.

Wenn Sie nach Anwendung der oben genannten Methoden immer noch Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann dieses Produkt umweltgerecht recycelt werden.

Istruzioni di sicurezza importanti

Durante l'uso del prodotto, seguire sempre tutte le istruzioni e le precauzioni di base, comprese le seguenti:

PERICOLO

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche: scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia.

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:
 - 1) Il prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente. Scollegarlo dalla presa quando non è in uso e prima di montare o smontare parti.
 - 2) Non utilizzarlo sotto coperte o cuscini. Potrebbe verificarsi un surriscaldamento eccessivo con conseguente rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni alle persone.
 - 3) Non utilizzare mai il prodotto con le aperture di ventilazione ostruite. Tenere le aperture di ventilazione libere da lanugine, capelli e simili.
 - 4) Non far cadere né inserire oggetti nelle aperture.
 - 5) Non utilizzare all'aperto.
 - 6) Non utilizzare in presenza di prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
 - 7) Assicurarsi di staccare la spina dalla presa prima di toccarla. Non staccarla con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare scosse elettriche e lesioni.
 - 8) Non trasportare questo prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione e non utilizzare il cavo come maniglia.
 - 9) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Se si riscontra un guasto, interrompere immediatamente l'uso e scollegare l'alimentazione. Evitare incidenti o lesioni. Non riparare il prodotto da soli, contattare tempestivamente il venditore o il produttore per evitare incidenti o lesioni.
 - 10) Rimuovere immediatamente la spina dalla presa dopo un'interruzione di corrente. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti e incendi.
 - 11) Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Restituire l'apparecchio a un centro di assistenza per un controllo.
 - 12) Prestare particolare attenzione ai componenti più soggetti a usura e sostituire immediatamente quelli difettosi e/o non utilizzare l'apparecchio fino alla riparazione.
 - 13) Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto descritto in questo manuale.
 - 14) L'apparecchio deve essere alimentato solo con una tensione di sicurezza extra bassa corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
 - 15) L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
 - 16) Poiché la superficie di questo prodotto può diventare calda, le persone sensibili al calore devono prestare attenzione durante l'uso per evitare ustioni lievi.

17) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro istruzioni o supervisione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Se si avvertono anomalie durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare il medico. In caso contrario, potrebbe essere dannoso per la salute.

1. Persone sensibili a malfunzionamenti elettromagnetici, come portatori di pacemaker cardiaci e dispositivi elettronici medici impiantabili.
2. Persone che potrebbero perdere il senso della temperatura.
3. Persone con tumori maligni.
4. Persone affette da malattie cardiache.
5. Persone irrequiete all'inizio della gravidanza o subito dopo il parto.
6. Persone con spine dorsali anomale o curve.
7. Persone con disturbi della percezione causati da un elevato grado di circolazione periferica nel diabete.
8. Persone con cicatrici sulla pelle.
9. Persone che necessitano di tranquillità e persone in cattive condizioni di salute.
10. Persone con osteoporosi, fratture gravi, distorsioni e dolori muscolari, ecc., dolori acuti (alla testa).
11. Persone con temperatura di 38 °C (febbre).
12. (sintomi infiammatori acuti, stanchezza, brividi, variazioni della pressione sanguigna, ecc.) un periodo di stress intenso e debilitante.
13. Persone con tendinite.
14. Altri trattati presso strutture mediche.



Il dispositivo non deve essere utilizzato per scopi commerciali o medici. In caso di problemi di salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.



Utilizzare solo in ambienti interni!



Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi (ad esempio durante il bagno o la doccia)




Non lavare! Non lavare a secco!

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Struttura del prodotto

Corpo del prodotto


1. Pannello di controllo
2. Rivestimento in tessuto rimovibile e lavabile
3. Corpo principale
4. Piedini antiscivolo
5. Pieghevole



Parte inferiore del prodotto



Schema di alimentazione



ATTENZIONE

Quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi di utilizzare l'alimentatore a commutazione certificato dalla nostra azienda.

Istruzioni

Pulsante di accensione



Pulsante modalità



Pulsante riscaldamento



Interruttore pressione aria



Intensità pressione aria



Collegare il jack CC sull'unità principale alla spina di alimentazione CC. Quando la spina CA è alimentata, il prodotto emetterà un segnale acustico.

Pulsante di accensione (avvio/arresto funzione)

- Quando il prodotto è spento, premere questo pulsante per accenderlo e il LED verde corrispondente si accenderà.
- Quando il dispositivo è acceso, premere questo pulsante per spegnerlo e il LED verde corrispondente si spegnerà.
- Dopo l'accensione, il timer predefinito è di 15 minuti, dopodiché il dispositivo entra automaticamente in stato di spegnimento.
- Dopo l'accensione non vi è alcuna uscita e per ottenere una risposta è necessario azionare il pulsante modalità, il pulsante pressione dell'aria o il pulsante riscaldamento.

Pulsante pressione dell'aria (avvio/arresto pressione dell'aria)

- Dopo aver acceso la macchina, premere il pulsante di avvio/arresto della pressione dell'aria per attivare la funzione di pressione dell'aria. La spia corrispondente alla pressione dell'aria è verde brillante, la pressione dell'aria predefinita è bassa e la spia corrispondente all'intensità della pressione dell'aria è verde.
- Premere nuovamente il pulsante per disattivare la funzione di pressione dell'aria. La spia LED corrispondente alla pressione dell'aria si spegne e la spia dell'intensità della pressione dell'aria si spegne.
- Pulsante intensità pressione aria (bassa/media/alta) Dopo aver attivato la funzione pressione aria, premere questo pulsante per attivare la pressione aria bassa e la spia LED corrispondente diventerà verde.
- Premere nuovamente il pulsante per attivare la pressione aria media e la spia LED corrispondente diventerà gialla.
- Premere nuovamente il pulsante per attivare la pressione aria alta e la spia LED corrispondente diventerà rossa.
- Questo ciclo si ripete.
- Il pulsante dell'intensità della pressione dell'aria può essere attivato solo quando il pulsante della pressione dell'aria è acceso.

Pulsante di riscaldamento (basso/alto)

- Dopo aver acceso la macchina, premere questo pulsante per eseguire il riscaldamento a bassa velocità e la corrispondente spia LED verde si accenderà. Premere nuovamente questo pulsante per eseguire il riscaldamento ad alta velocità e la corrispondente spia LED rossa si accenderà.
- Premere nuovamente questo pulsante per disattivare il riscaldamento e le luci rosse e verdi corrispondenti si spegneranno.

Pulsante modalità (modalità A/B/C)

- Dopo aver acceso l'alimentazione, premere questo pulsante per eseguire la modalità automatica A e premere nuovamente il pulsante per eseguire la modalità automatica B. Premere nuovamente il pulsante per eseguire la modalità automatica C. Premere nuovamente il pulsante per eseguire la modalità automatica A e così via. Durante la modalità automatica, è possibile azionare le funzioni di riscaldamento e pressione del gas tramite i pulsanti corrispondenti. Se il riscaldamento non è acceso prima dell'attivazione della modalità, premendo questo pulsante si attiverà il riscaldamento basso per impostazione predefinita (luce verde).
- Se la pressione del gas non è attivata prima dell'attivazione della modalità, premendo questo pulsante si attiverà la pressione media del gas per impostazione predefinita (luce gialla).



ATTENZIONE

Utilizzare la funzione di massaggio a bassa velocità quando si inizia a utilizzare il prodotto. Se si avverte qualche anomalia durante l'uso, interrompere l'utilizzo. Si consiglia di non utilizzare il prodotto per più di 30 minuti alla volta.

Specifiche del prodotto

Modello	EMK-795A
Nome	Massaggiatore piedi
Potenza assorbita	DC 24.0V \approx 2A
Consumo energetico	48W
Tempo predefinito	15 mins

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.



ATTENZIONE

Nota: per l'utilizzo di questo prodotto è necessario dotarsi di un adattatore certificato dal produttore.

Come pulire

Metodo di conservazione

- Per mantenere il prodotto pulito, assicurarsi che sia lontano da luoghi molto umidi. Conservare il dispositivo nella sua confezione originale e tenerlo in un luogo pulito e asciutto.
- Non esporlo alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- Se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, coprirlo con un telo antipolvere e scollegare la spina dalla presa di corrente.

1. Pulizia

Prima di pulire il prodotto, assicurarsi che sia spento e che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.

Utilizzare un panno asciutto per pulire il prodotto.

2. Manutenzione


Mantenere il prodotto pulito e lontano da ambienti umidi.

Pulire quando si ritiene necessario.

Pulizia dell'unità principale

Rimuovere lo sporco con un panno imbevuto di acqua saponata, strizzare il panno prima di pulire.

Non utilizzare alcool, diluenti per vernici, benzina o solventi per smalto. L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare l'apparecchio o causare crepe o scolorimento dei componenti.




Domande e risposte

Problema	Causa	Rimedio
Durante il funzionamento si sente il rumore normale del prodotto o un rumore simile a un "sibilo" o a un "tocco".	Il rumore prodotto dal prodotto durante il normale funzionamento o il rumore di attrito tra la sfera massaggiante e il rivestimento in tessuto.	Questo non indica un problema.
Impossibile accendere il dispositivo.	Il tempo impostato è scaduto.	Utilizzare il dispositivo dopo 30 minuti dallo spegnimento.

Se il problema persiste dopo aver utilizzato i metodi sopra indicati, contattare il nostro team di assistenza clienti.

Smaltimento corretto del prodotto



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.1.: 08567220960
FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom