



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.




DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

Integrated Handles to assist in standing and sitting

- Height adjustable legs from 14" – 21" for proper fit
- Soft padded cover for comfort
- Padded cover pops in and out for easy cleaning
- Seat and pad have drainage holes to shed water
- 136 KG weight capacity
- No-tools easy assembly
- Fits most standard bathtubs, showers



1. Turn Seat Upside Down

- Place seat on flat surface i.e. table or floor, upside down so underside is facing you

2. Connect First U-Shaped Leg Brace

- Lay U-Shaped Leg Brace #1 across underside of seat. Make sure it is resting in recessed channel, marked #1, such that the flat portion of the tubing is aligned with the direction of the channel. IMPORTANT.(Refer to FIG 1 and 2)




FIG 3




FIG 4

3. Connect Second U-Shaped Leg Brace

- Lay U-Shaped Leg Brace #2 on top of, across U-Shaped Leg Brace #1, in recessed channel marked #2. (Refer to FIG 3)
- Fasten U-Shaped Leg Braces #1 and #2 to underside of seat with Butterfly Bolt with Washer starting in the center first. Use Butterfly Bolt with Washer – Medium to fasten center position first. Do not over tighten




FIG 5




FIG 6

4. Connect Back-Rest Support Bars and U-Shaped Leg Braces

to Underside of Seat- Lay one Back-Rest Support Bar across the U-Shaped Leg Braces such that the two holes of the Back-Rest Support Bar align with the two holes of the U-Shaped Leg Braces, (refer to FIG 4). Make sure that the Back-Rest Support Bar is facing up, from the back side of the chair.

- Fasten Back-Rest Support Bar and U-Shaped Leg Brace to underside of chair with two Butterfly Bolts with Washers – Long. (Refer to FIG 5). Do not over tighten.
- Repeat process of fastening Back-Rest Support Bar and U-Shaped Leg Brace to underside of chair – with second Back-Rest Support Bar. (Refer to FIG 6).



FIG 7



FIG 8

5. Connect Padded Back Rest to Back-Rest Support Bars

- Turn Chair right side up.
- Insert two Back-Rest Support Bars into Padded Back Rest channels.
- Fasten Padded Back Rest to Back-Rest Support Bars with two Butterfly Bolts with Washers – Short. (Refer to FIG 7).

6. Tighten All Butterfly Bolts with Washers

- Make sure all seven Butterfly Bolts with Washers are firmly fastened. Do not over tighten. (Refer to FIG 8).




FIG 9




FIG 10

7. Connect Adjustable Legs with Rubber Foot to U-Shaped Leg Braces

- Take first Adjustable Leg with Rubber Foot and connect it to U-Shaped Leg Brace, (Refer to FIG 9). Using thumb, push down on the push button on the U-Shaped Leg Brace. The Adjustable Leg with Rubber Foot will then slide onto the U-Shaped Leg Brace, (Refer to FIG 10)
- Slide Adjustable Leg with Rubber Foot onto U-Shaped Leg Brace to desired height position. Push down on push button as needed
- IMPORTANT – Make sure that push button is fully engaged with the Adjustable Leg with Rubber Foot. The push button should click into place in the desired height position and protrude through the hole
- Repeat the process for the remaining three Adjustable Legs with Rubber Feet

SAFETY PRECAUTIONS - READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

1. Make sure all four Adjustable Legs with Rubber Feet are securely connected to U-Shaped leg braces at the same height adjustable position. Each push pin must click into place, be fully visible through the preferred height adjustable hole.
2. Make sure all fastening positions with Butterfly Bolts with Washers are firmly fastened. Do not over tighten
3. Make sure all four rubber feet are flat on the inside floor of the bathtub or shower
4. Test Bath Safety Chair for stability before applying full weight

Poignées intégrées pour aider à se lever et à s'asseoir.

- Pieds réglables en hauteur de 14 à 21 pouces pour un ajustement parfait.
- Housse rembourrée douce pour plus de confort.
- Housse rembourrée amovible pour un nettoyage facile.
- Siège et coussin dotés de trous de drainage pour évacuer l'eau.
- Capacité de poids de 136 kg.
- Assemblage facile sans outils.
- S'adapte à la plupart des baignoires et douches standard.





FIG 1




FIG 2

1. Retournez le siège

- Placez le siège sur une surface plane, par exemple une table ou le sol, à l'envers afin que la face inférieure soit tournée vers vous.

2. Fixez le premier renfort de jambe en forme de U

- Placez le renfort de jambe en forme de U n° 1 sur la face inférieure du siège. Assurez-vous qu'il repose dans la rainure marquée n° 1, de manière à ce que la partie plate du tube soit alignée avec la direction de la rainure. **IMPORTANT** (voir figures 1 et 2)




FIG 3




FIG 4

3. Connectez le deuxième support de jambe en forme de U

- Placez le support de jambe en forme de U n° 2 sur le support de jambe en forme de U n° 1, dans le canal encastré marqué n° 2. (Voir FIG. 3)
- Fixez les supports de jambe en U n° 1 et n° 2 sous le siège à l'aide d'un boulon papillon avec rondelle, en commençant par le centre. Utilisez un boulon papillon avec rondelle - moyen pour fixer d'abord la position centrale. Ne serrez pas trop fort.




FIG 5




FIG 6

4. Fixez les barres de soutien du dossier et les renforts de jambe en U

sous le siège. Placez une barre de soutien du dossier sur les renforts de jambe en U de manière à ce que les deux trous de la barre de soutien du dossier soient alignés avec les deux trous des renforts de jambe en U (voir FIG. 4). Assurez-vous que la barre de soutien du dossier est orientée vers le haut, depuis l'arrière de la chaise.

- Fixez la barre de soutien du dossier et le renfort de jambe en forme de U sous la chaise à l'aide de deux boulons papillon avec rondelles longues (voir FIG. 5). Ne serrez pas trop.
- Répétez le processus de fixation de la barre de soutien du dossier et du renfort de jambe en forme de U sous la chaise avec la deuxième barre de soutien du dossier (voir FIG. 6).



FIG 7



FIG 8

5. Fixez le dossier rembourré aux barres de soutien du dossier

- Retournez la chaise.

- Insérez les deux barres de soutien du dossier dans les rainures du dossier rembourré.

- Fixez le dossier rembourré aux barres de soutien du dossier à l'aide de deux boulons papillon avec rondelles courtes. (Voir FIG. 7).

6. Serrez tous les boulons papillon avec rondelles

- Assurez-vous que les sept boulons papillon avec rondelles sont bien serrés. Ne serrez pas trop. (Voir FIG. 8).




FIG 9




FIG 10

7. Connectez les pieds réglables avec embouts en caoutchouc aux supports de pieds en U.

• Prenez le premier pied réglable avec embout en caoutchouc et connectez-le au support de pied en U (voir FIG. 9). À l'aide de votre pouce, appuyez sur le bouton-poussoir situé sur le support de pied en U. Le pied réglable avec embout en caoutchouc glissera alors sur le support de pied en U. (voir FIG. 10).

• Faites glisser le pied réglable avec embout en caoutchouc sur le support de pied en U jusqu'à la hauteur souhaitée. Appuyez sur le bouton-poussoir si nécessaire.

• **IMPORTANT** – Assurez-vous que le bouton-poussoir est bien enclenché dans le pied réglable avec embout en caoutchouc. Le bouton-poussoir doit s'enclencher dans la position de hauteur souhaitée et dépasser du trou.

• Répétez le processus pour les trois autres pieds réglables avec patins en caoutchouc.

MESURES DE SÉCURITÉ - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

1. Assurez-vous que les quatre pieds réglables avec patins en caoutchouc sont solidement fixés aux supports de pied en U à la même hauteur réglable. Chaque goupille doit s'enclencher et être entièrement visible à travers le trou de réglage de la hauteur souhaitée.




2. Assurez-vous que toutes les positions de fixation avec les boulons papillon et les rondelles sont bien serrées. Ne serrez pas trop fort.

3. Assurez-vous que les quatre pieds en caoutchouc sont bien à plat sur le fond de la baignoire ou de la douche.

4. Testez la stabilité du siège de bain avant d'y appliquer tout votre poids.

Asas integradas para ayudar a levantarse y sentarse.

- Patas ajustables en altura de 14« a 21» para un ajuste adecuado.
- Funda acolchada suave para mayor comodidad.
- La funda acolchada se puede quitar y poner fácilmente para facilitar la limpieza.
- El asiento y la almohadilla tienen orificios de drenaje para eliminar el agua.
- Capacidad de peso de 136 kg.
- Fácil montaje sin herramientas.
- Se adapta a la mayoría de las bañeras y duchas estándar.



1. Dé la vuelta al asiento

- Coloque el asiento sobre una superficie plana, por ejemplo, una mesa o el suelo, boca abajo, de modo que la parte inferior quede mirando hacia usted.

2. Conecte la primera abrazadera en forma de U para las piernas

- Coloque la abrazadera en forma de U para las piernas n.º 1 en la parte inferior del asiento. Asegúrese de que quede apoyada en el canal empotrado, marcado con el n.º 1, de modo que la parte plana del tubo quede alineada con la dirección del canal. **IMPORTANTE.** (Consulte las FIG. 1 y 2).




FIG 3




FIG 4

3. Conecte el segundo soporte para piernas en forma de U

- Coloque el soporte para piernas en forma de U n.º 2 encima del soporte para piernas en forma de U n.º 1, en el canal empotrado marcado con el n.º 2. (Consulte la FIG. 3)
- Fije las abrazaderas en forma de U n.º 1 y n.º 2 a la parte inferior del asiento con un perno de mariposa con arandela, comenzando primero por el centro. Utilice un perno de mariposa con arandela (mediano) para fijar primero la posición central. No apriete en exceso.




FIG 5




FIG 6

4. Conecte las barras de soporte del respaldo y los soportes para las piernas en forma de U a la parte inferior del asiento: coloque una barra de soporte del respaldo sobre los soportes para las piernas en forma de U de manera que los dos orificios de la barra de soporte del respaldo queden alineados con los dos orificios de los soportes para las piernas en forma de U (consulte la FIG. 4). Asegúrese de que la barra de soporte del respaldo quede hacia arriba, desde la parte trasera de la silla.

- Fije la barra de apoyo del respaldo y el soporte para las piernas en forma de U a la parte inferior de la silla con dos tornillos de mariposa con arandelas largas (consulte la FIG. 5). No apriete en exceso.
- Repita el proceso de fijación de la barra de apoyo del respaldo y el soporte para las piernas en forma de U a la parte inferior de la silla con la segunda barra de apoyo del respaldo (consulte la FIG. 6).



FIG 7



FIG 8

5. Conecte el respaldo acolchado a las barras de soporte del respaldo

- Coloque la silla en posición vertical.
- Inserte las dos barras de soporte del respaldo en los canales del respaldo acolchado.
- Fije el respaldo acolchado a las barras de soporte del respaldo con dos tornillos de mariposa con arandelas cortas. (Consulte la FIG. 7).

6. Apriete todos los tornillos de mariposa con arandelas

- Asegúrese de que los siete tornillos de mariposa con arandelas estén bien apretados. No los apriete en exceso. (Consulte la FIG. 8).




FIG 9




FIG 10

7. Conecte las patas ajustables con pie de goma a los soportes para piernas en forma de U.

- Tome la primera pata ajustable con pie de goma y conéctela al soporte para piernas en forma de U (consulte la FIG. 9). Con el pulgar, presione el botón del soporte para piernas en forma de U. La pata ajustable con pie de goma se deslizará sobre el soporte para piernas en forma de U. (consulte la FIG. 10).

- Deslice la pata ajustable con pie de goma sobre el soporte en forma de U hasta la altura deseada. Presione el botón según sea necesario.

- **IMPORTANTE:** asegúrese de que el botón esté completamente encajado en la pata ajustable con pie de goma. El botón debe encajar en la posición deseada y sobresalir por el orificio.

- Repita el proceso con las tres patas ajustables con pies de goma restantes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

1. Asegúrese de que las cuatro patas ajustables con pies de goma estén bien conectadas a los soportes en forma de U en la misma posición de altura ajustable. Cada pasador debe encajar en su sitio y ser completamente visible a través del orificio de altura ajustable preferido.




2. Asegúrese de que todas las posiciones de fijación con tornillos de mariposa con arandelas estén bien apretadas. No apriete en exceso.

3. Asegúrese de que los cuatro pies de goma estén planos en el suelo interior de la bañera o la ducha.

4. Compruebe la estabilidad de la silla de baño antes de aplicar todo el peso.

Pegas integradas para ajudar a levantar e sentar-se

- Pernas ajustáveis em altura de 35,5 cm a 53,3 cm para um ajuste adequado
- Capa almofadada macia para maior conforto
- Capa almofadada removível para facilitar a limpeza
- Assento e almofada com orifícios de drenagem para escoar a água
- Capacidade para 136 kg
- Montagem fácil sem ferramentas
- Adapta-se à maioria das banheiras e chuveiros padrão



1. Vire o assento de cabeça para baixo

- Coloque o assento numa superfície plana, como uma mesa ou o chão, virado ao contrário, de modo que a parte de baixo fique voltada para si

2. Conecte a primeira braçadeira em forma de U

- Coloque a braçadeira em forma de U nº 1 na parte de baixo do assento. Certifique-se de que ela esteja apoiada no canal recuado, marcado com o nº 1, de modo que a parte plana do tubo fique alinhada com a direção do canal. **IMPORTANTE.** (Consulte as FIGS. 1 e 2)




FIG 3




FIG 4

3. Ligue a segunda braçadeira em forma de U

- Coloque a braçadeira em forma de U n.º 2 em cima da braçadeira em forma de U n.º 1, no canal recuado marcado com o n.º 2. (Consulte a FIG. 3)
- Prenda as braçadeiras em forma de U n.º 1 e n.º 2 à parte inferior do assento com parafusos borboleta com arruela, começando pelo centro. Use parafusos borboleta com arruela – médios para prender a posição central primeiro. Não aperte demais.




FIG 5




FIG 6

4. Ligue as barras de apoio do encosto e os suportes para as pernas em forma de U

- à parte inferior do assento - Coloque uma barra de apoio do encosto sobre os suportes para as pernas em forma de U, de modo que os dois orifícios da barra de apoio do encosto fiquem alinhados com os dois orifícios dos suportes para as pernas em forma de U (consulte a FIG. 4). Certifique-se de que a barra de apoio do encosto está virada para cima, a partir da parte de trás da cadeira.
- Prenda a barra de apoio do encosto e o suporte para as pernas em forma de U à parte inferior da cadeira com dois parafusos borboleta com anilhas longas. (Consulte a FIG. 5). Não aperte em excesso.
- Repita o processo de fixação da barra de apoio do encosto e do suporte para as pernas em forma de U à parte inferior da cadeira com a segunda barra de apoio do encosto. (Consulte a FIG. 6).



FIG 7



FIG 8

5. Ligue o encosto almofadado às barras de suporte do encosto

- Vire a cadeira para a posição correta.
- Insira duas barras de suporte do encosto nos canais do encosto acolchoado.
- Prenda o encosto acolchoado às barras de suporte do encosto com dois parafusos borboleta com anilhas curtas. (Consulte a FIG. 7).

6. Aperte todos os parafusos borboleta com anilhas

- Certifique-se de que todos os sete parafusos borboleta com anilhas estejam bem apertados. Não aperte demais. (Consulte a FIG. 8).




FIG 9




FIG 10

7. Ligue as pernas ajustáveis com pés de borracha aos suportes em forma de U para as pernas

- Pegue na primeira perna ajustável com pé de borracha e ligue-a ao suporte em forma de U para as pernas (consulte a FIG. 9). Com o polegar, pressione o botão no suporte em forma de U para as pernas. A perna ajustável com pé de borracha deslizará então para o suporte em forma de U para as pernas. (Consulte a FIG. 10)

- Deslize a perna ajustável com pé de borracha para o suporte em forma de U até a posição de altura desejada. Pressione o botão conforme necessário

- **IMPORTANTE** – Certifique-se de que o botão esteja totalmente encaixado na perna ajustável com pé de borracha. O botão deve encaixar na posição de altura desejada e sobressair pelo orifício




- Repita o processo para as três pernas ajustáveis com pés de borracha restantes

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA – LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

1. Certifique-se de que as quatro pernas ajustáveis com pés de borracha estejam firmemente conectadas às braçadeiras em forma de U na mesma posição de altura ajustável. Cada pino de pressão deve encaixar no lugar, ficando totalmente visível através do orifício de altura ajustável preferido.
2. Certifique-se de que todas as posições de fixação com parafusos borboleta com anilhas estejam firmemente apertadas. Não aperte demais
3. Certifique-se de que todos os quatro pés de borracha estejam apoiados no piso interno da banheira ou chuveiro
4. Teste a estabilidade da cadeira de segurança para banho antes de aplicar todo o peso

Integrierte Griffe zum Aufstehen und Hinsetzen

- Höhenverstellbare Beine von 14 bis 21 Zoll für eine optimale Passform
- Weich gepolsterter Bezug für hohen Komfort
- Gepolsterter Bezug lässt sich zum einfachen Reinigen abnehmen
- Sitzfläche und Polster mit Abflusslöchern zum Abfließen von Wasser
- Belastbarkeit bis 136 kg
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Passt in die meisten Standard-Badewannen und -Duschen



1. Drehen Sie den Sitz um

- Stellen Sie den Sitz auf eine ebene Fläche, z. B. einen Tisch oder den Boden, mit der Unterseite nach oben, sodass die Unterseite zu Ihnen zeigt.

2. Verbinden Sie die erste U-förmige Beinstütze

- Legen Sie die U-förmige Beinstütze Nr. 1 über die Unterseite des Sitzes. Achten Sie darauf, dass sie in der mit Nr. 1 gekennzeichneten Aussparung liegt, sodass der flache Teil des Rohrs mit der Richtung der Aussparung ausgerichtet ist. **WICHTIG** (siehe Abb. 1 und 2)




FIG 3




FIG 4

3. Zweite U-förmige Beinstütze befestigen

- Legen Sie die U-förmige Beinstütze Nr. 2 quer über die U-förmige Beinstütze Nr. 1 in die mit Nr. 2 gekennzeichnete Aussparung. (Siehe Abb. 3)
- Befestigen Sie die U-förmigen Beinstützen Nr. 1 und Nr. 2 mit einer Flügelschraube mit Unterlegscheibe an der Unterseite des Sitzes, wobei Sie in der Mitte beginnen. Verwenden Sie eine Flügelschraube mit Unterlegscheibe – mittelgroß, um zuerst die mittlere Position zu befestigen. Nicht zu fest anziehen.




FIG 5




FIG 6

- ### 4. Verbinden Sie die Rückenlehnenstützstangen und die U-förmigen Beinstützen mit der Unterseite des Sitzes. Legen Sie eine Rückenlehnenstützstange so über die U-förmigen Beinstützen, dass die beiden Löcher der Rückenlehnenstützstange mit den beiden Löchern der U-förmigen Beinstützen übereinstimmen (siehe Abb. 4). Achten Sie darauf, dass die Rückenlehnenstützstange von der Rückseite des Stuhls aus nach oben zeigt.

- Befestigen Sie die Rückenstützstange und die U-förmige Beinstütze mit zwei Schmetterlingsschrauben mit Unterlegscheiben – lang – an der Unterseite des Stuhls (siehe Abb. 5). Nicht zu fest anziehen.
- Wiederholen Sie den Vorgang der Befestigung der Rückenstützstange und der U-förmigen Beinstütze an der Unterseite des Stuhls – mit der zweiten Rückenstützstange (siehe Abb. 6).



FIG 7



FIG 8

5. Polsterte Rückenlehne an den Rückenlehnenstützstangen befestigen

- Stuhl aufrecht hinstellen.
- Führen Sie zwei Rückenstützstangen in die Kanäle der gepolsterten Rückenlehne ein.
- Befestigen Sie die gepolsterte Rückenlehne mit zwei Schmetterlingsschrauben mit Unterlegscheiben – kurz – an den Rückenstützstangen. (Siehe Abb. 7).

6. Ziehen Sie alle Schmetterlingsschrauben mit Unterlegscheiben fest

- Vergewissern Sie sich, dass alle sieben Schmetterlingsschrauben mit Unterlegscheiben fest angezogen sind. Nicht zu fest anziehen. (Siehe Abb. 8).




FIG 9




FIG 10

7. Verbinden Sie die verstellbaren Beine mit Gummifuß mit den U-förmigen Beinstützen.




- Nehmen Sie das erste verstellbare Bein mit Gummifuß und verbinden Sie es mit der U-förmigen Beinstütze (siehe Abb. 9). Drücken Sie mit dem Daumen auf den Druckknopf an der U-förmigen Beinstütze. Das verstellbare Bein mit Gummifuß gleitet dann auf die U-förmige Beinstütze. (siehe Abb. 10).
- Schieben Sie das verstellbare Bein mit Gummifuß auf die U-förmige Beinstütze, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Drücken Sie den Druckknopf nach Bedarf nach unten.
- **WICHTIG** – Vergewissern Sie sich, dass der Druckknopf vollständig in das verstellbare Bein mit Gummifuß eingreift. Der Druckknopf sollte in der gewünschten Höhe einrasten und durch die Öffnung herausragen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen drei verstellbaren Beine mit Gummifüßen.

SICHERHEITSHINWEISE – LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN

1. Vergewissern Sie sich, dass alle vier verstellbaren Beine mit Gummifüßen sicher in derselben Höhe an den U-förmigen Beinstützen befestigt sind. Jeder Druckstift muss einrasten und durch das Loch für die gewünschte Höhe vollständig sichtbar sein.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungspositionen mit Flügelschrauben und Unterlegscheiben fest angezogen sind. Nicht zu fest anziehen.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle vier Gummifüße flach auf dem Boden der Badewanne oder Dusche aufliegen.
4. Testen Sie die Stabilität des Badestuhls, bevor Sie Ihr gesamtes Gewicht darauf legen.

Maniglie integrate per aiutare ad alzarsi e sedersi.

- Gambe regolabili in altezza da 14" a 21" per un adattamento perfetto.
- Rivestimento morbido imbottito per il massimo comfort.
- Rivestimento imbottito rimovibile per una facile pulizia.
- Seduta e imbottitura dotate di fori di drenaggio per eliminare l'acqua.
- Capacità di carico di 136 kg.
- Facile da montare senza attrezzi.
- Adatto alla maggior parte delle vasche da bagno e docce standard.





1. Capovolgere il sedile

- Posizionare il sedile su una superficie piana, ad esempio un tavolo o il pavimento, capovolto in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di voi



2. Collegare il primo rinforzo a forma di U per le gambe

- Posizionare il rinforzo a forma di U per le gambe n. 1 sulla parte inferiore del sedile. Assicurarsi che sia appoggiato nel canale incassato, contrassegnato con il numero 1, in modo che la parte piatta del tubo sia allineata con la direzione del canale. **IMPORTANTE.** (Fare riferimento alle FIG 1 e 2)



3. Collegare il secondo supporto per gambe a forma di U

- Posizionare il supporto per gambe a forma di U n. 2 sopra il supporto per gambe a forma di U n. 1, nel canale incassato contrassegnato con il numero 2. (Fare riferimento alla FIG. 3)
- Fissare i supporti per gambe a forma di U n. 1 e n. 2 alla parte inferiore del sedile con bulloni a farfalla con rondella, iniziando dal centro. Utilizzare bulloni a farfalla con rondella - medi per fissare prima la posizione centrale. Non serrare eccessivamente.



4. Collegare le barre di supporto dello schienale e i rinforzi a forma di U per le gambe alla parte inferiore del sedile - Posizionare una barra di supporto dello schienale trasversalmente sui rinforzi a forma di U per le gambe in modo che i due fori della barra di supporto dello schienale siano allineati con i due fori dei rinforzi a forma di U per le gambe (fare riferimento alla FIG. 4). Assicurarsi che la barra di supporto dello schienale sia rivolta verso l'alto, dal lato posteriore della sedia.
- Fissare la barra di supporto dello schienale e il rinforzo a forma di U per le gambe alla parte inferiore della sedia con due bulloni a farfalla con rondelle lunghe (vedere FIG. 5). Non serrare eccessivamente.
 - Ripetere il processo di fissaggio della barra di supporto dello schienale e del rinforzo a forma di U per le gambe alla parte inferiore della sedia con la seconda barra di supporto dello schienale (vedere FIG. 6).



FIG 7



FIG 8

5. Collegare lo schienale imbottito alle barre di supporto dello schienale

- Capovolgere la sedia.

- Inserire le due barre di supporto dello schienale nei canali dello schienale imbottito.

- Fissare lo schienale imbottito alle barre di supporto dello schienale con due bulloni a farfalla con rondelle corte. (Fare riferimento alla FIG. 7).

6. Serrare tutti i bulloni a farfalla con rondelle

- Assicurarsi che tutti e sette i bulloni a farfalla con rondelle siano ben fissati. Non serrare eccessivamente. (Fare riferimento alla FIG. 8).




FIG 9




FIG 10

7. Collegare le gambe regolabili con piedini in gomma ai supporti a forma di U

• Prendere la prima gamba regolabile con piedino in gomma e collegarla al supporto a forma di U (vedere FIG. 9). Con il pollice, premere il pulsante sul supporto a forma di U. La gamba regolabile con piedino in gomma scivolerà quindi sul supporto a forma di U. (vedere FIG. 10)

• Far scorrere la gamba regolabile con piedino in gomma sul supporto a forma di U fino alla posizione desiderata. Premere il pulsante secondo necessità

• **IMPORTANTE:** assicurarsi che il pulsante sia completamente inserito nella gamba regolabile con piedino in gomma. Il pulsante dovrebbe scattare in posizione nella posizione desiderata e sporgere dal foro

• Ripetere la procedura per le restanti tre gambe regolabili con piedini in gomma

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

1. Assicurarsi che tutte e quattro le gambe regolabili con piedini in gomma siano saldamente collegate ai supporti a forma di U alla stessa posizione di regolazione dell'altezza. Ogni perno a pressione deve scattare in posizione ed essere completamente visibile attraverso il foro di regolazione dell'altezza preferito.




2. Assicurarsi che tutte le posizioni di fissaggio con bulloni a farfalla con rondelle siano saldamente fissate. Non serrare eccessivamente

3. Assicurarsi che tutti e quattro i piedini in gomma siano appoggiati sul fondo interno della vasca da bagno o della doccia

4. Verificare la stabilità della sedia di sicurezza per il bagno prima di applicare il peso completo

Mânere integrate pentru a ajuta la ridicarea și așezarea în poziție verticală

- Picioare reglabile pe înălțime între 14" și 21" pentru o potrivire adecvată
- Husă moale căptușită pentru confort
- Husă căptușită detașabilă pentru curățare ușoară
- Scaunul și perna au orificii de scurgere pentru a elimina apa
- Capacitate de greutate de 136 kg
- Asamblare ușoară, fără unelte
- Se potrivește cu majoritatea căzilor de baie și dușurilor standard



1. Întoarceți scaunul cu susul în jos

- Așezați scaunul pe o suprafață plană, de exemplu o masă sau podea, cu partea inferioară orientată spre dvs.

2. Conectați prima brățară pentru picioare în formă de U

- Așezați brățara pentru picioare în formă de U nr. 1 pe partea inferioară a scaunului. Asigurați-vă că aceasta se află în canalul adâncit, marcat cu nr. 1, astfel încât partea plată a tubului să fie aliniată cu direcția canalului. **IMPORTANT.** (Consultați FIG. 1 și 2)




FIG 3




FIG 4

3. Conectați al doilea suport pentru picioare în formă de U

- Așezați suportul pentru picioare în formă de U nr. 2 deasupra suportului pentru picioare în formă de U nr. 1, în canalul adâncit marcat cu nr. 2. (Consultați FIG 3)
- Fixați suporturile pentru picioare în formă de U nr. 1 și nr. 2 pe partea inferioară a scaunului cu șuruburi fluture cu șaibă, începând mai întâi din centru. Utilizați șuruburi fluture cu șaibă – medii pentru a fixa mai întâi poziția centrală. Nu strângeți excesiv.




FIG 5




FIG 6

4. Conectați barele de sprijin pentru spătar și suporturile pentru picioare în formă de U

- la partea inferioară a scaunului - Așezați o bară de sprijin pentru spătar peste suporturile pentru picioare în formă de U, astfel încât cele două orificii ale barei de sprijin pentru spătar să se alinieze cu cele două orificii ale suporturilor pentru picioare în formă de U (consultați FIG. 4). Asigurați-vă că bara de sprijin pentru spătar este orientată în sus, din partea din spate a scaunului.
- Fixați bara de sprijin pentru spătar și suportul pentru picioare în formă de U la partea inferioară a scaunului cu două șuruburi fluture cu șaibe lungi. (Consultați FIG. 5). Nu strângeți excesiv.
- Repetați procesul de fixare a barei de sprijin pentru spătar și a suportului pentru picioare în formă de U la partea inferioară a scaunului - cu a doua bară de sprijin pentru spătar. (Consultați FIG. 6).



FIG 7



FIG 8

5. Conectați spătarul căptușit la barele de susținere ale spătarului

- Întoarceți scaunul cu partea dreaptă în sus.
- Introduceți cele două bare de susținere a spătarului în canalele spătarului căptușit.
- Fixați spătarul căptușit de barele de susținere a spătarului cu două șuruburi fluture cu șaibe – scurte. (Consultați FIG. 7).

6. Strângeți toate șuruburile fluture cu șaibe

- Asigurați-vă că toate cele șapte șuruburi fluture cu șaibe sunt bine fixate. Nu strângeți excesiv. (Consultați FIG. 8).




FIG 9




FIG 10

7. Conectați picioarele reglabile cu picior de cauciuc la suporturile pentru picioare în formă de U.


- Luați primul picior reglabil cu picior de cauciuc și conectați-l la suportul pentru picioare în formă de U (consultați FIG. 9). Folosind degetul mare, apăsați butonul de pe suportul pentru picioare în formă de U. Piciorul reglabil cu picior de cauciuc va aluneca apoi pe suportul pentru picioare în formă de U. (vezi FIG. 10)
- Glisați piciorul reglabil cu talpă de cauciuc pe suportul pentru picioare în formă de U până la înălțimea dorită. Apăsați butonul în jos după cum este necesar
- **IMPORTANT** – Asigurați-vă că butonul este complet cuplat cu piciorul reglabil cu talpă de cauciuc. Butonul trebuie să se fixeze în poziția dorită și să iasă prin orificiu
- Repetați procesul pentru celelalte trei picioare reglabile cu picioare din cauciuc.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ – CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Asigurați-vă că toate cele patru picioare reglabile cu picioare din cauciuc sunt fixate bine de suporturile pentru picioare în formă de U, la aceeași poziție reglabilă pe înălțime. Fiecare știft trebuie să se fixeze în poziție și să fie complet vizibil prin orificiul preferat de reglare a înălțimii.
2. Asigurați-vă că toate pozițiile de fixare cu șuruburi fluture cu șaibe sunt bine fixate. Nu strângeți excesiv
3. Asigurați-vă că toate cele patru picioare din cauciuc sunt așezate plat pe podeaua interioară a căzii sau a dușului
4. Testați stabilitatea scaunului de siguranță pentru baie înainte de a aplica greutatea maximă

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US


 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:


 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:


ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:


 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK


 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE


 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr